



MEJORES PRODUCTOS

ESPECIAL EXPODENTAL 2022

Mejores Productos #56 | ESPECIAL EXPODENTAL 2022
Validez hasta el 31 de marzo de 2022 | Precios sin IVA.

incotrading



Producto incluido

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen (ya instalados) los filtros HEPA H14 AC



Ampliación garantía

Añada el kit desinfección MAGNOLIA a su nueva aspiración CATTANI y obtenga 1 año más de garantía



Producto incluido

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto



Producto incluido

Tethys H10 PLUS Incluye 4 botes de detergente Tethyclean



Producto incluido

Con la compra de Pa-On incluimos 20 puntas extra Valoradas en 95 €



Producto incluido

Incluimos el soporte magnético comprando las lupas y la luz EOS Wireless



Precio especial

Precio especial añadiendo la luz led EOS Wireless en la compra de lupas.



Producto incluido

Aspi-Laser Steril incluye un bote de Eco-Jet Spray





Producto incluido

TriAuto ZX2 incluye
2 cajas de Super Files
MGP KIT, 25 mm.
1 caja con 3 Limas SILK
complex pack 25 mm.



Compra conjunta

Comprando
Root ZX Mini y TriAuto
Mini Plus, reciba un 5%
de descuento adicional

5%

Compra conjunta

Comprando turbina
Twin Power y contra
ángulo con luz, reciba
un 5% de descuento en
el precio de la turbina

5%

Compra conjunta

Comprando dos
lámparas Starlight Uno
la segunda unidad a:

250€



Compra conjunta

Comprando dos
lámparas Starlight Pro
la segunda unidad a:

360€



Producto incluido

Comprando Combi
Touch Incluimos 7
insertos scaling:
S1S, P3 + 5 a elegir.



Producto incluido

Por la compra
de 3 insertos de
ultrasonidos
llévese 1 sin cargo



Producto incluido

Con la compra de
Combi Touch incluimos una segunda
pieza de mano SLIM





Producto incluido

Piezosurgery® Touch
Incluye 4 insertos
a elegir




Producto incluido

Piezosurgery® White
Incluye 4 insertos
a elegir



Producto incluido

**Por la compra
de 5 insertos de
piezocirugía
llévese 1 sin cargo**



PLAN RENOVE PIEZOSURGERY®

La ocasión perfecta para renovar
su equipo de piezocirugía.

**Obtenga hasta 1.000 €* por su
antiguo aparato Piezosurgery®**

Consulte condiciones
en la sección MECTRON



 **MEDENCY**

Laser dental



Wireless



Touch
screen



Time control



Primo

Láser Diodo

Ref.: LAMED0022

- Longitud de onda: 810 nm. con 7W y 980 nm. con 10W.
- Potencia 10 Watts CW.
- Pantalla táctil 7" ancho.
- 35 Programas personalizables.
- Selección Menú de Favoritos.
- Puntas Autoclavables.
- Arco-tip para blanqueamiento.
- Bio-tip para Bioestimulación.
- Menú multilingüe.
- 2 años de garantía.

 MEDENCY

Dotación

- 3 x gafas de protección Láser
- Pedal de control inalámbrico
- Fuente de alimentación con cable
- Señal de advertencia Láser
- Kit pieza de mano con fibra
- Kit de puntas autoclavables
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento
- Guía de inicio rápido
- Estuche de transporte.

6.990€

Pieza de mano blanqueamiento hemiarcada

Ref.: MEDWIT01

435 €



Directo

Ref.: MEDHAT21

Pieza de mano para bioestimulación

Spot 1 cm² en tejido.
Para fotobiomodulación.


630 €



Pieza de mano tipo campana para ATM

Ref.: MEDBELO1

525 €



Pieza de mano para bioestimulación

Ref.: MEDBIO01

Intrabucal

Fibra de \varnothing 8mm



375 €

Pieza de mano para bioestimulación

Ref.: MEDHAT01

Extrabucal



480 €

Puntas fibra óptica

Autoclavables.



Punta \varnothing 200/15mm

(Verde)

Endodoncia

Ref.: MEDTIP02

Caja de 5 uds.

65 €

Punta \varnothing 300/5mm

(Amarilla)

Cirugía

Ref.: MEDTIP03

Caja de 5 uds.

60 €

Punta \varnothing 400/10mm

(Rosa)

Periodoncia

Ref.: MEDTIP04

Caja de 5 uds.

60 €

Punta Radial Implant Tip \varnothing 400

Ref.: MEDTIP08

Caja de 4 uds.

90 €



Sistemas de
magnificación

PromiseVision 3D



Promise vision 3D

Magnificación digital 3D



Consulte condiciones

Experimente la odontología en 3D

- Sin cabeza binocular.
- Profundidad de campo superior a 51 mm.
- Campo de visión de 110 mm.
- Salidas 2D y 3D adicionales.
- Sistema de grabación y captura de video HD integrado.
- Objetivo Variofocus de 200 a 350 mm (400 mm disponible).
- Odontología perfecta a cuatro manos.
- Visión periférica sin obstrucciones.
- 60 cuadros por segundo sin latencia.
- Comodidad y libertad de movimiento con menos fatiga ocular.

Opciones de anclaje disponibles:

Suelo, suelo fijo, pared, pared alta, techo.



Alpha Air 6

Microscopio dental

150.000 lux.



Consulte condiciones

- Sistema de aumento de torreta en seis pasos.
- Cabezal binocular inclinable 0-220°
(Opcional: cabezal inclinado fijo de 45°)
- Iluminación LED + 150.000 lux.
- Oculares de campo amplio 10x con bloqueos diópticos.
(Opcional: 12,5x, 16x y 20x.)
- Lente objetivo (mm): 175, 200, 250, 300y 400.
- (Opcional: lente de enfoque variable (200-350 mm)
- Soporte de alimentación de 12 VCC y USB directamente en vaina óptica.
- Iluminación coaxial verdadera.
- Estándar de filtro compuesto y sin rojo.
- Amplia selección de accesorios disponibles.

6 opciones de anclaje disponibles:

Suelo, suelo fijo, pared, pared alta, techo, mesa.



 **UNIVET**[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

Lupas de magnificación



Soporte magnético de regalo comprando las lupas y la luz EOS Wireless.


Lupas de magnificación



UNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES



3 colores de acabado



Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde
2.285 €

Ita

Montura para
lupa Galileana

- Estructura de aluminio,
- Montura ligera con tan solo 63g de peso.
- 3,5% más luminosas.
- Nuevas magnificaciones: 3.5X, 4.0X y 5.0X.

X 2,5/X 3.0

Ref: KKA100134

1.485€

X 3,5

Ref: KKA101134

1.690€

Prismática

Ref: KKA101633

2.320€



Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde
2.090 €

UNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

Ash

Lupas de
magnificación

- Patillas de fibra de carbono.
- Amplio y luminoso campo de visión.
- Placa de metal personalizable.
- Apoyo nasal ajustable.

X 2,5/X 3.0

Ref: OKK82234.0A

1.350€

X 3,5

Ref: KK66634.0A

1.490€

Prismática

Ref: KKA013333

2.210€



reddot award 2016
winner



Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde
2.285€

UNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

ONE

Lupa galileana
TTL 2.5X400 PRO

Colores disponibles:



- Montura de titanio, rodio y paladio ligera y resistente.
- Apoyo nasal ajustable, protectores laterales incluidos.
- Patillas flexibles.

X 2,5/X 3.0

Ref: KKA072134

1.485€

X 3,5

Ref: KKA073134

1.650€

Prismática

Ref: KKA073633

2.275€

UNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

Colores disponibles:

Emerald



Ruby



Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde
1.995€

Look & Cool

Montura para
lupa Galileana

- Cualquier distancia de trabajo.
- Reparto equilibrado de pesos.
- Magnificaciones disponibles:
2.0X-Pro HD, 2.5X Pro HD
3.0X-Pro HD, 3.5X - Pro HD

X 2,5/X 3.0

Ref: KKA132834

1.265€

X 3,5

Ref: KKA138444

1.410€



Colores disponibles:



Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde
2.090€

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Techne RX

Lupa galileana

TTL 2.5X400 PRO

- Parte frontal de aluminio.
- Diseño deportivo y envolvente para un ajuste perfecto.
- Inserción frontal metálica.
- Apoyo nasal ajustable.

X 2,5/X 3.0

Ref: KK82234.0A

1.350€

X 3,5

Ref: KKA001834

1.490€

Prismática

Ref: KKA022333

2.195€



Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde
2.090€

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Techne

Colores disponibles:



Distancias interpupilares predefinidas que mantienen las ventajas y características ópticas de un dispositivo TTL.

X 2,5/X 3.0

Ref: KK82234.0A

1.350€

X 3,5

Ref: KK83234.0A

1.490€

Prismática

Ref: KKA017833

2.170€

Quick Loupe X 2,5

Ref: KK86734.0A-S

1.130€



EOS Wireless

Luz Led

Ref.: KKA138118



La ausencia total de cables combinada con la potencia, la ligereza y la duración de la batería, esto es EOS Wireless. La nueva fuente de luz equipada con tecnología avanzada de reconocimiento de gestos de la mano.

- Conformidad con la luz azul
- Temperatura de color: 5700 K
- Brillo: 38000 lux
- Vida útil de la batería: 140 min
- Peso del foco: 36 g



1.350 €

Consulte oferta de compra conjunta con las lupas

Headband

Headgear prismatic
binoculars flip-up

Ref.: KKA037325

VUNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES

- Cualquier distancia de trabajo.
- Reparto equilibrado de pesos.
- Magnificaciones disponibles de 3,5 y 4.

2.250€





Protector facial

Ref.: 701020000

- Banda elástica ajustable.
- Pantalla de acetato antivaho termoformado.
- No crea distorsión.
- No crea fatiga visual durante un uso continuado.
- Protege de impactos y Rayos UV.
- No hay distorsión de los colores.
- Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras.
- Pantalla de reemplazo disponible.
- MARCADO U1SN - EN16633 CE.

42 €



Compatible con el uso de lupas y luz.

Visera protectora

Ref.: MDU7004

75 €

- Banda elástica ajustable.
- Pantalla de acetato antivaho termoformado.
- No crea distorsión.
- No crea fatiga visual durante un uso continuado.
- Protege de impactos y Rayos UV.
- No hay distorsión de los colores.
- Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras.
- Pantalla de reemplazo disponible.
- MARCADO U1SN - EN16633 CE.

MECTRON SPRING MEETING 2022

6 y 7 de mayo
2022
VENECIA

Información e
inscripciones:

springmeeting2022.com



Avances en la práctica diaria.

Piezoimplant Rex

Novedades en profilaxis.



mectron

Cirugía Piezoeléctrica
Profilaxis
Fotopolimerización

Piezosurgery® Touch Basic 1

Ref.: 05120054

5.990 €

Pieza de mano con led orientable "all-in-one"

Pantalla táctil:

Más ergonómica y fácil de usar. Basta con el movimiento de un dedo.


Dotación:

- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llave dinamométrica K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Sets de irrigación.
- 1 Maletín de transporte.

15% de descuento

en los insertos* con la compra de Piezosurgery®

Incluye 4 insertos a elegir



* La promoción "15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acumulable.

Piezosurgery® White

Con pieza de mano

Ref.: 05120063PM

4.690 €

Trabajo eficiente

Óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.

Sistema feedback

Ajuste de potencia automatizado.

Ergonomía

Fácil manejo y limpieza.
Configuraciones orientadas a la cirugía

Dotación

- Dispositivo Piezosurgery con pieza de mano con luz LED.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal piezosurgery.
- Cable de alimentación.
- 1 Maletín de transporte.

Incluye pieza de mano led.

15% de descuento

en los insertos* con la compra de Piezosurgery®

Incluye 4 insertos a elegir



* La promoción "15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acumulable.

PLAN RENOVE PIEZOSURGERY®

La ocasión perfecta para
renovar su equipo de
piezocirugía

Piezosurgery® 1

500 €



Piezosurgery® 2

500 €



Piezosurgery® 3


1.000 €




Renueve su Piezosurgery® 1
o 2 y obtenga un **descuento
de 500 €** al comprar su
nuevo dispositivo.

Renueve su Piezosurgery® 3
y obtenga un **descuento de
1.000 €** al comprar su nuevo
dispositivo.

Incluye 6
insertos a
elegir



Incluye 4
insertos a
elegir



Formación online




Descubra nuestra plataforma de formación online para asistir a seminarios web y videos en clínicas en vivo, gratuitos y bajo demanda. Una excelente oportunidad para aprender más sobre protocolos y métodos de vanguardia con ponentes especializados.

Visite nuestra plataforma de formación MECTRON y regístrese gratis para recibir actualizaciones sobre los últimos seminarios web.



Regístrese gratuitamente:

<https://education.mectron.com>





Por la compra
de 5 insertos
de Piezocirugía
1 sin cargo*

*El de menor coste.



Kit de osteotomía

MECTRON | Ref. 01520010

699 €

Kit de 5 insertos
específicos para
osteotomías



OT7

Inserto de osteotomía en
sierra

MECTRON | Ref.: 03370007



OT7S-3

Sierra de 0.35mm de
espesor

MECTRON | Ref.: 03370015



OT7S-4

Sierra de 0.35mm de
espesor

MECTRON | Ref.: 03370014



OT8R

Inserto de osteotomía en
sierra angulada

MECTRON | Ref.: 03370012



OT8L

Inserto de osteotomía en
sierra angulada

MECTRON | Ref.: 03370013



Por la compra
de 5 insertos
de Piezocirugía
1 sin cargo*

*El de menor coste.



Insertos osteotomía

OT12 OT12 S

Inserto específico para osteotomía de alta precisión y efectividad en el corte.

Recomendado por su extraordinario diseño y su acción de corte extremadamente fino en cualquier técnica de osteotomía, aunque es especialmente efectivo donde las sierras piezoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, ayudando en los abordajes quirúrgicos.



Solo
0.25 mm
de espesor
(OT12S)



OT12

MECTRON | Ref.: 03370020

195€



OT12 S

MECTRON | Ref.: 03370021

195€



Kit de Explantación

MECTRON | Ref.: 01520021


790 €

mectron



Por la compra
de 5 insertos
de Piezocirugía
1 sin cargo*

*El de menor coste.



EXP3-L

MECTRON | Ref.: 03370020



EXP3-R

MECTRON | Ref.: 03370021



EXP4-L

MECTRON | Ref.: 03370020



EXP4-R

MECTRON | Ref.: 03370021



Insertos de limpieza de implantes

El conjunto consiste de un soporte de punta ICP y 5 tips IC1

Insertos de limpieza suave y segura de la superficie del implante

La solución para la limpieza de implantes. Máxima eficiencia en el tratamiento, con la mayor comodidad del paciente y máximo respeto de la superficie del implante. El inserto permite un acceso y visibilidad óptimo, incluso en regiones posteriores.

Ref.: 01520020

170€

mectron

Starjet

Aeropulidor de 2 usos

mectron



3 Terminales diferentes

- Colocación: un simple click
- Giratorios 360°
- Completamente esterilizables
- Conexión rápida y segura

Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival.

Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO.

Basic

Ref.: 05150075005

Dotación

- 1 Starjet.
- 1 Cabezal spray 120°.
- Botella Prophylaxys Powder 250 g.
- 1 Botella de polvo Glycine® 160 g

1.350 €

990 €

Perio

Ref.: 05150075007

Dotación

- 1 Starjet.
- 1 Cabezal spray 120°.
- 1 Cabezal spray PERIO
- Puntas subgingival perio (40 u.)
- 1 Llave K9.
- Botella Prophylaxys Powder 250 g.
- 1 Botella de polvo Glycine® 160 g

1.640 €

1.290 €

Micropiezo

Generador de ultrasonidos

Ref.: 05080013

1.290 €

Dotación:

- 1 pieza de mano led SLIM.
- 1 insert S1S
- 1 insert P3,
- 1 botella de 500ml
- 1 pedal.

Irrigación independiente

Wifi

Soft Mode

Pantalla táctil

El nuevo micropiezo es un equipo compacto que se puede usar para **endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado**.

Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el **Soft Mode** para pacientes con hipersensibilidad.

La pieza de mano led SLIM pesa solo

55g



N!

Combi Touch

La evolución de la profilaxis

mectron

Con la compra del Combi Touch incluimos 5 insertos a elegir por un valor máximo de 450 €.



Incluimos una segunda pieza de mano led SLIM

Dotación PERIO + carro EAA

Ref.: 05020015008K

- Pieza de mano led SLIM
- Botella de 500 ml.
- Tapón de seguridad gris
- Cabezal de spray 90°
- Cabezal de spray 120°
- Cabezal de spray PERIO
- Puntas perio subgingivales (40 uds)
- Llave K9 g
- Botella Prophylaxys Powder 250 g
- Botella polvo Glycine® 160 g
- **2 insertos: S1S + P3**

5.490 €



4.990 €

Dotación PERIO (sin carro)

Ref.: 05020015008

N!

La nueva pieza de mano Led SLIM pesa solo

55g



Glycine Powder **SENSITIVE**

Ref: 03140007

mectron

Elimina suavemente
la biopelícula supra y
subgingival

**Caja 2 botes
de 250g**

69 €



Prophylaxis Powder **SOFT+ SABOR MENTA**

Ref: 03140008

mectron

Elimina de forma suave
y efectiva el biofilm
supragingival y las
manchas en la superficie
del esmalte.

**Caja 4 botes
de 250g**

89 €



Prophylaxis Powder **SMOOTH**

Ref: 03140010

mectron

Elimina suavemente la
biopelícula supragingival
al mismo tiempo que
respeto los tejidos
circundantes.

**Caja 4 botes
de 250g**

129 €



Multipiezo Touch

Ref.: 05060024011


Sistema de limpieza por ultrasonidos

1.690 €

Dotación

- 1 Multipiezo Touch.
- 1 Pieza de mano led SLIM.
- 2 Insertos: S1S y P3.
- 2 botellas, 500 ml.
- 2 tapas de botellas de seguridad.

Extracciones menos invasivas



Insertos de limpieza de implantes



Insertos Extracción



Nueva pieza de mano SLIM pesa solo

55g

Por la compra de 3 insertos, 1 sin cargo*

*El de menor coste.



mectron



Carro universal EAA

Ref.: 03540012

Carro universal con conexión eléctrica, toma de agua y aire.

Preparado para Combi Touch.

Dimensiones:

(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm

Peso: 29 kg

mectron

690 €



Carro universal E

Ref.: 03540011

Carro con conexión eléctrica.

Dimensiones:

(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm

Peso: 29 kg

mectron

560 €

Pieza de mano SLIM



mectron

640 €

Ref.: 03120238



Pieza de mano detartrador

mectron

395 €

Color azul: Ref. 03120132

Color gris: Ref. 03120016



Pieza de mano detartrador con luz

mectron

590 €

Ref.: 03120142



mectron



Por la compra
de 3 insertos,
1 sin cargo*

*El de menor coste.

Incluye llave
dinamométrica
K10



N!



mectron

Insertos para detartraje

Sección transversal semicircular
para trabajar en áreas grandes en
todas las superficies de los dientes



S1

MECTRON

Ref.: 03280001

68€



S2

MECTRON

Ref.: 03280002

68€



S6 ALTA
EFICIENCIA

MECTRON

Ref.: 03280006

88€



Profilaxis a 360°



Nuevo inserto perio

P3

Ref.: 03290003

83 €

Incluye llave
dinamétrica
K10



Diseñado para eliminar la placa y el biofilm bacteriano supra y subgival.

Su forma delgada permite un fácil acceso en las bolsas periodontales y en los espacios interproximales en todos los cuadrantes dentales.



Inserto de tallado

DB1

Diseñado para la preparación y acabado de las coronas clínicas.

La forma especial del inserto proporciona la máxima visibilidad durante la preparación. Además las oscilaciones ultrasónicas permiten preservar el tejido blando y la dentina.

**Desde
260 €**



Por la compra
de 3 insertos,
1 sin cargo*

*El de menor coste.

N!

S1 Slim. Extremadamente efectivo

S1-S

Ref.: 02960009

80 €

Incluye llave
dinamométrica
K10



Inserto para ultrasonido de limpieza y periodoncia.

Cureta universal delgada ligeramente triangular.
Superficie curvada para la eliminación del sarro
supragingival y placas subgingivales así como la
eliminación del biofilm.



Incluye llave
dinanométrica
K10



Por la compra
de 3 insertos,
1 sin cargo*

*El de menor coste.



Insertos de perio anatómicos

P15

MECTRON | Ref.: 03080006

Forma de cureta universal con superficie redonda.

INDICACIONES: Concreciones supragingivales y subgingivales y eliminación del biofilm. Recomendado para el tratamiento de caninos y dientes anteriores. Desbridamiento de bolsas periodontales profundas.

130 €

N!

Incluye llave
dinanométrica
K10



P16R

MECTRON | Ref.: 03080007

Cureta periodontal en ángulo recto.

INDICACIONES: Concreciones subgingivales y eliminación del biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

130 €

Incluye llave
dinanométrica
K10



P16L

MECTRON | Ref.: 03080008

Concreciones subgingivales y eliminación de biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

130 €



Por la compra
de 3 insertos,
1 sin cargo*

*El de menor coste.



mectron

Insertos para extracción

Permiten una extracción
atraumática de los dientes
y una mejor preservación
del alvéolo.

Incluye llave
dinamométrica K6



ME1

MECTRON
Ref.: 03130001

99€



ME2

MECTRON
Ref.: 03130002

99€



ME3

MECTRON
Ref.: 03130003

99€



Set scaler de limpieza de implantes

Limpeza de Implantes

El inserto base ICS de MECTRON y la punta IC1 se utilizan para la limpieza de implantes, usando estos insertos se permiten el acceso optimo y la eliminación de la placa de una forma suave incluso en la región posterior. Ambos accesorios son esterilizables y reutilizables, la punta IC1 es fácilmente ajustable en la base ICS.

Ref.: 02160033

170€

mectron

Starlight Uno

mectron

Lámpara de polimerizar

Ref.: 05100092

490€

Comprando dos
lámparas, la segunda
unidad le sale por:

250€

Nueva luz LED, nuevos colores.

- Manejo con un solo toque
- Rendimiento excepcional
- Batería intercambiable



Disponibile en 6 colores:
Gris - Turquesa - Amarillo - Azul - Violeta - Blanco

Comprando dos
lámparas, la segunda
unidad le sale por:

360€



Lámpara de polimerizar

Starlight Pro

Ref.: 05100083

590€

- Edición especial con terminación con textura tipo fibra de carbono.
- Sin cable. Batería de Ion Litio de larga duración y sin efecto memoria.
- Base-cargador con medidor de luz.
- Pesa sólo 105 gr.

Disponible en 4 colores:

Blanco, negro mate, amarillo y plateado.



silfradent[®]

Separador de fases
de sangre CGF



CGF Kit
21 componentes



Medifuge

Separador de fases
de sangre CGF

+ CGF Kit

Ref.: MF200+CGFKIT

3.990 €

Dotación: Centrifugadora Medifuge y Kit CGF.

- Capacidad de hasta 8 tubos. Soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°.
- El excepcional sistema del rotor con autoventilación mantiene la temperatura constante.
- Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV. Duración del ciclo 5 min. a 1.000 revoluciones.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 23 x 24 x 32 cm.

Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:

Consumo nominal de energía: 170 VA

Peso: 9,4 Kg. - **Nivel de ruido:** 57 dBA

CGF Kit

El kit patentado contiene todo el material para la recogida de muestras de sangre y los instrumentos necesarios para facilitar el procesamiento de los componentes sanguíneos sin ningún riesgo de contaminación. También incluye el instrumental necesario para crear membranas de fibrina y para manipular e insertar el coágulo en el lugar requerido de la forma más óptima.



Bandeja quirúrgica instrumental



Torundas desinfectantes 50 u.



Torniquetes desechables 25 u.



Agujas mariposa 24 u.



Tiritas hemostáticas 30 u.



Tubos probeta rojos, 50 u.



Bandeja para tubos



Vaso separar fibrina



Rejilla para vaso separador



Solución fisiológica



Vaso para fibrina



Vaso para plaquetas



Vaso para particulados



Tijeras punta redonda



Pinza anatómica recta



Espátula recta



Pinza formadora de membranas



Compactador



Inyector fibrina (de 2 piezas)



Espátula aplicar membrana



Gasas 25 u.

N!



Integrador de mezclado

Roundup

Ref.: RU200

- No modifica la geometría del material.
- Material líquido, semi-líquido o sólido.
- Mezcla sin burbujas ni contaminación.
- Vacío automático en un máximo de 16 seg.
- Ciclo de descontaminación: 5 minutos.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 32 x 30 x 32 cm.

Revoluciones: 3.600 r.p.m

Temporizador: 1-16 segundos.

Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:

Consumo nominal de energía: 320 VA

Peso: 19 Kg.

2.490 €

silfradent[®]

N!



Activated Plasma Albumin Gel

A.P.A.G.

Ref.: APAG

- Calentamiento de jeringas a temperatura y tiempo controlados sin condensación.
- Desnaturalización de la albúmina sérica humana (HSA).
- En combinación con MEDIFUGE se obtiene un gel para su utilización como relleno periimplantario y en estética perioral.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 19 x 23 x 26 cm.

Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:

Consumo nominal de energía: 010 VA

Peso: 3,5 Kg.

790 €

silfradent[®]



Desinfección,
lavado y
esterilización

Autoclaves y termodesinfectadoras



Autoclave clase B **B Classic**



- **Nuevo diseño, nuevas prestaciones**
- **Ahora con bomba de vacío más potente**

- Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades de carga del agua diferentes.
- Simplifica el trabajo del operador.
- Ciclos personalizados y arranque diferido.
- Trazabilidad simplificada.
- Wifi integrada para conexión con la nube.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A520000

~~3.390€~~

3.340€

22 litros

Ref.: M7A560000

~~3.990€~~

3.790€

28 litros

Ref.: M7A530000

~~4.490€~~

4.390€

Nuevo diseño
Nuevas prestaciones

Funciona
con agua
del grifo



Autoclave clase B

B Futura



- Facilidad de uso.
- Arranque diferido.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Ciclos personalizados.
- Código de identificación del operador.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A540000

4.190€

4.090€

22 litros

Ref.: M7A550000

4.490€

4.440€

28 litros

Ref.: M7A570000

5.390€

5.350€



Funciona
con agua
del grifo

5 litros =
50 ciclos



Autoclave clase B **Supreme**



- Facilidad de uso con video tutoriales.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Licencia anual de Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) incluido. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar y mejorar su rendimiento.
- Incluye **MyTrace**, el programa de trazabilidad Mocom

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: 7A240000

~~4.990€~~

4.890€

22 litros

Ref.: 7A241000

~~5.990€~~

5.390€

28 litros

Ref.: 7A242000

~~6.890€~~

6.690€

Complemento autoclaves



Porta bandejas modular



Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave.

Equipado con 3 pares de soportes para colocar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso aquellas cargas más voluminosas, como las cajas de cirugía.

Para autoclave de 17 litros

Ref.: M7D200017

145€

Para autoclave de 22 litros

Ref.: M7D200018

180€

Para autoclave de 28 litros

Ref.: M7D200019

215€

MyTrace

Ref.: 7D200022

MyTrace es el software de trazabilidad Mocom que permite asociar un set de instrumentos esterilizados con el paciente a través del código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.

990 €



Impresora Standard

Ref.: M7D200012

Para imprimir informes en papel térmico o etiquetas (en la última generación de autoclaves Mocom).

350 €



Kit de trazabilidad

Ref.: KITMYTRACE

Compuesto por impresora standard y scanner laser de código de barras de grado médico. Con Supreme y MyTrace de serie, consiga la trazabilidad completa.

595 €



Incluye **4** botes de detergente

Tethyclean

Ref.: 97190044

Duración aprox:
3 meses



Tethys H10 PLUS

Ref.: M7E200300



- Descontaminación**
- Lavado con ultrasonidos**
- Desinfección térmica**
- Secado con aire caliente forzado**

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom

4.290€

3.990€

Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- Cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA

Información técnica:

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (AxHxP) 470 x 430 x 500 mm.
- Peso Neto: 37 kg.
- Capacidad depósito de detergente: 0.7 litros (autonomía hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 l.
- Consumo agua máximo (por ciclo) 15 litros.
- Carga máxima: 2 kg.

Gracias al nuevo accesorio HMD, Tethys H10 se convierte también en una termodesinfectadora para **piezas de mano**



Fase 1



Lavado con detergente

Fase 2



Aclarado

Fase 3



Termodesinfección

Fase 4



Secado

HMD

Ref.: M7E200301

Accesorio para Tethys H10

Para el lavado de piezas de mano.

990 €

Soporte para 6 piezas de mano para Tethys H10. Permite el lavado, la termodesinfección y el secado de hasta 6 instrumentos a la vez: turbinas, piezas de mano de micromotor o piezas de mano de ultrasonidos.

Dotación:

- 4 adaptadores para turbina
- 3 adaptadores para piezas de mano
- 1 adaptador para puntas de ultrasonidos (capacidad para tres puntas).
- 4 tapones

Adaptable para todos los modelos Tethys H10. Es necesaria una actualización del software para que la máquina trabaje adecuadamente.

Tratamiento de instrumental



 MOCOM

Thalya

Ref.: 7G100000

Limpieza y lubricación de instrumentos rotatorios

- Permite tratar hasta 4 instrumentos
- Dimensiones externas (AnxAlxPr): 340x400x370 mm
- Peso: 12,5 kg
- Presión de funcionamiento: 4-6 bar
- Consumo de aire: 40NI / min

1.890 €

N!



 MOCOM

Thalya Plus

Ref.: 7G200000

Desinfección interna y externa y mantenimiento de rotatorios y mangos de ultrasonidos

- Permite tratar hasta 4 instrumentos
- Dimensiones externas (AnxAlxPr): 340x400x370 mm
- Peso: 14,5 kg
- Presión de funcionamiento: 4-6 bar
- Consumo de aire: 40NI / min

3.490 €

N!

Termodesinfectadoras



Incluye
instalación

Tethys T45

Termodesinfectadora (45 cm)

Ref.: M7E2200022

Conforme normativa EN-15883

- Lava a presión el instrumental.
- Desinfecta a 95° con vapor de agua.
- Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora
- Condensador de vapor.
- Función soft start, anticoagulación.
- 2 bombas de dosificación totalmente automáticas.
- Dimensiones (mm): 450 x 850 x 620.
- Monofase 230V 50Hz. 2,8 kW

7.750 €



Incluye
instalación

Tethys D60

Termodesinfectadora (60 cm)

Ref.: M7E200020

Conforme normativa EN-15883

- Desinfección térmica, descontaminación y lavado a presión del instrumental dental
- Lava y desinfecta todo tipo de materiales.
- La nueva WD4060 incorpora secado con aire forzado con filtro HEPA
- 2 bombas dosificadoras integradas en la máquina y una tercera opcional. (También integrada, la profundidad pasa a ser de 63 cm).
- Desinfección a 95°
- Volumen de cámara de lavado 150 litros
- Dimensiones (mm): 600 x 850 x 605

9.950 €



Incubación de
8 indicadores
simultáneamente



incotrading

Incubadora biológica

INC-8

Ref.: INC8

~~259€~~

225 €

La Incubadora biológica INC-8 está diseñada para incubar los indicadores biológicos que se deben utilizar habitualmente para comprobar la eficiencia de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves.

Funciona a temperaturas de 37 °C o 57 °C.

Características:

- Potencia nominal: 50 W
- Medidas: (Prof. x Anch. x Alt.): 180 x 175 x 80 mm.
- Peso: 1 kg.

Accesorios esterilización



BT20

Indicador biológico de esterilización

Caja de 30 viales

Ref.: 107BT2030

~~77€~~

69€

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Tira impregnada con una población conocida de *Geobacillus Stearothermophilus*.



BT20

Indicador biológico de esterilización

Caja de 100 viales

Ref.: 107BT20

195€

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Tira impregnada con una población conocida de *Geobacillus Stearothermophilus*.



Effic

Cuba de ultrasonidos.
3,4 Litros

Ref.: Effic



830€

Cuba de ultrasonidos con tapa de cierre automático

Tapa con cierre automático y botón temporizador. Garantiza un ciclo de control y limpieza uniforme

Se cierra y bloquea automáticamente cuando empieza el ciclo de limpieza y se desbloquea cuando finaliza.



Desmineralizador Pure 100

Ref.: M7C200010

**120 l.
300 ciclos**



590 €

390 €

El desmineralizador de resinas Pure 100 está compuesto por dos cartuchos de resinas de intercambio iónico.

120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro.

Desagüe automático.

Tiempo de llenado y vaciado dedicado a otras tareas.

Seguridad en la calidad del agua y por lo tanto mayor vida del autoclave.



Millseal Rolling

Con impresora

Ref.: M7B240001


2.590 €

1.990 €

Termoselladora de rodillo

Sistema de arrastre automático

De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.



Selladora Millseal Plus

Ref.: WCMY00A0000

560 €

445 €

- Estructura de aluminio
- Base de apoyo milimetrada.
- Banda de sellado: 12 mm.
- Ancho máximo de sellado: 300 mm.
- Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.
- Peso: 7Kg.

N!



Para incubación y lectura de indicadores biológicos:

- **Rápidos**
- **Súper Rápidos**
- **Ultra Rápidos.**

 BIONOVA®

Incubadora / Lectora de fluorescencia

MiniBio

**Kit MiniBio +
120 indicadores
BT222**

Ref.: KMB222

~~1.450€~~

1.390€

- Permite la incubación y lectura de indicadores biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.
- Posibilidad de incubación de hasta tres indicadores biológicos distintos con la misma temperatura.
- Optimización de tiempos de incubación.
- Fácil de usar.
- Detección automática de lectura y cancelación.
- Lectura automática de resultados.
- Sistema de alarma.
- Sistemas de impresión de resultados.
- Almacenamiento de las últimas 3 lecturas.
- No requiere mantenimiento.
- Calibración de temperatura.
- **Sistema asociado a software de trazabilidad.**

Para incubadora de fluorescencia



BIONOVA®



BT220

Ref.: BT220

Caja 50 u.

Rápido
3 horas

Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por vapor asistido por vacío o vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
4,40 € **220€**

Para incubadora de fluorescencia



BIONOVA®



BT222

Ref.: BTT222

Caja 50 u.

Súper Rápido
1 hora

Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por vapor asistido por vacío o vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
6,80 € **340€**

Para incubadora de fluorescencia



BIONOVA®



BT224

Ref.: BT224

Caja 50 u.

Ultra Rápido
20 minutos

Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por vapor asistido por vacío o vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
7,80 € **390€**

Para autoclaves de plasma



BIONOVA®



BT96

Ref.: BT96

Caja 50 u.

Súper Rápido
30 minutos

Indicador biológico autocontenido. Sistema de lectura súper rápida por fluorescencia para control de **procesos de esterilización por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno (VH202).**

Unidad
8,30 € **415€**



MORITA

qualinx.



Polimerización
Piezas de mano
Radiología 2D y 3D
Endodoncia



Veraviewepocs 3D R100

Panorámico y 3D todo en uno.
Cefalostato opcional.
Tecnología japonesa Morita.



8 FOV (volúmenes diferentes) Desde Ø 40 x H 40 mm hasta Ø 100 x H 80 mm.

Panorámicas para adultos y niños con baja radiación.

Programas para ATM y segmentación.

Control de Kv y mA automático.

Incluye:

- Transporte e instalación.
- Ordenador y pantalla (monitor medico).
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

[Consultar condiciones](#)

Veraview 3D X800

Panorámico y 3D todo en uno
Cefalostato opcional
Tecnología japonesa Morita.



11 FOV (volúmenes diferentes) desde \varnothing 40 x H 40 mm hasta \varnothing 150 x H 140 mm.

Reducción de artefactos con tecnología patentada de Morita.

Programa exclusivo modo Endo con alta resolución y diagnóstico preciso.

Panorámicas para adultos y niños con baja radiación.

Programas para ATM, Senos, y posible segmentación vertical y horizontal.

Control de Kv y mA automático.

Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla "monitor medico".
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

Consultar condiciones

Veraview IC5 HD



Panorámico de alta resolución
Tecnología japonesa Morita
Excelencia en radiología



Panorámicas para adultos y niños, baja radiación.
Exposición de 5,5 segundos.
Programas para ATM.
Control de Kv y mA automático.

Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla "all in one".
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

[Consultar condiciones](#)

Veraviewepocs 2D-CP



Panorámico y Cefalostato
Tecnología japonesa Morita
Excelencia en radiología



Panorámicas para adultos y niños, baja radiación.
Exposición de 5,5 segundos.
Programas para ATM, Senos y segmentación.
Cefalostato imágenes de alta calidad en 4,9 segundos.
Control de Kv y mA automático.

Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla "all in one".
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

Consultar condiciones

I-Dixel

Edición de imágenes
para radiografías

Software 2D y 3D

Creación de representaciones con
volumen 3D.

Marcado del conducto mandibular.

Elaboración de tratamiento con
implantes.

Biblioteca de implantes incluida.

Visor 3D "One Data Viewer" y "One
Volume Viewer".

Colores del fondo de la pantalla a
elegir.

Proceso para crear curva de cortes
transversales.

Centro de impresión con plantillas.

Compatible con DICOM 3.0.



I-Dixel WEB

Consulte sus
radiografías donde
y cuando lo desee

- Independiente de la plataforma.
- Sin instalación de software.
- Procesamiento integral de imágenes tridimensionales.
- Compatible con Windows y Mac.



Consultar condiciones



qualinx.

iRay 70

Ref.: 706T0001

Tubo de rayos X
periapical

2.350€

Con iRay 70 tienes lo mejor de la tecnología de corriente continua CC y alta frecuencia, con la mínima dosis de radiación.

- Punto focal de 0,4 mm
- Accionador práctico e intuitivo
- Brazo de extensión de 60 o 90 cm
- Opción de estructura rodante

Sensor intraoral

iSensor 70

Ref.: ISENSOR70

Sensor intraoral
qualinx.

N!

Para un diagnóstico odontológico de alta calidad y baja dosis.

Flexible y ultra resistente

Disponible en dos medidas. Se adapta fácilmente a la anatomía de la cavidad bucal. Los bordes redondeados hacen que resulte cómodo.

El material ultra resistente al desgaste, lo protege del impacto y de las mordeduras aumentando su vida útil.

Dimensiones 1: 38,9 x 24,9 mm.

Dimensiones 2: 41,9 x 30,4 mm.

Resolución de 25 lp/mm

Dimensión píxel 20 µm

2.990 €

Sumergible con grado de protección IP67



Diagnóstico multivision

Imágenes en alta definición en pocos y simples pasos con filtros optimizados.



Tecnología digital HR Plug&play

Sensor multicapa FOP robusto y fiable con conexión USB.



Ergonomía ideal

Perfiles redondeados para la cavidad bucal. Máxima área activa para una amplia visión.



Gestión de imágenes integrada

El software NNT gestiona, elabora y comparte las imágenes.

AdvErL Evo

Ref.: 6200

Laser Erbio YAG

Óptimo tratamiento para las disciplinas más diversas



- **Eliminación de la caries.**
- **Ablación de superficie de defectos.**
- **Eliminación de Torus.**

Aplicaciones periodontales:

- Gingivoplastia.
- Frenectomía y Frenotomía.
- Coagulación de estomatitis.

Aplicaciones en endodoncia:

- Desinfección de canales radiculares post instrumentación.
- Eliminación de tejidos patológicos (quistes, neoplasia o absceso) y los tejidos hiperplásicos (por ejemplo granulación tejido) de alrededor del ápice.

Consulte condiciones

Mach 2

Ref.: MACH2

Escaner intraoral

18.900 €



Escaneo de arcada completa en aproximadamente
25 segundos

- Gran profundidad de escaneo: hasta 22mm
- Optimización de la digitalización.
- Limpieza automática del archivo.
- Software integrado.
- Inteligencia artificial.
- Modelo virtual (Model builder).
- Análisis Ortho.
- Oral health report (Informe de salud bucal).
- Aplicación móvil "Smart-Preview".
- Exportación de archivos abiertos: STL, OBJ y PLY.

3
años de
garantía

**Actualización
de software
gratuita**



TwinPower

Turbinas con sistema de doble rotor
Retroaspiración nula

- Rodamientos cerámicos.
- 370.000 rpm.
- Turbinas con luz (25.000 lux)
- Triple spray.
- Parada inmediata.
- Cabezas normal y mini.



TwinPower Ultra E PAR-4HUEx-O

Ref.: 2541

890€



20W | Consultar conexión

Con luz



TwinPower Ultra M PAR-4HUMX-O

Ref.: 2540

890€



18W | Consultar conexión

Comprando conjuntamente
Turбина + Contra ángulo con luz

5%

de descuento
adicional en la
turbina

Diseño ergonómico
Tamaño reducido
Peso mínimo

Velocidad de giro
máx. 42.000 rpm

Contra ángulo con luz
TorqTech CA-DC-O 1:1

Ref.: 2440

Indicado para preparación,
profilaxis y endodoncia.



990€



Endodoncia



Dentaport Root ZX

Ref.: 886900

1.180€

Resultados muy concretos de las mediciones, independientes de los líquidos de irrigación o de la sangre que pudiera haber en el conducto radicular.

Visualización perfecta y exacta de las limas y su posición gracias al aparato con visualizador en colores.

Obtenga un sistema completo para su trabajo actualizando Dentaport Root ZX con el nuevo motor de endodoncia **Dentaport OTR Modulo.**



Dentaport OTR Modulo

Ref.: 6907

2.290€

Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.

3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM.

Se controla desde el modulo Dentaport Root ZX.

Pieza de mano con un peso de solo **90 g.**

MANI®



Limas K

Caja 6 U.

6€

Preparación inicial del conducto radicular.

La excelente capacidad de corte, le ayuda a trabajar y ensanchar de manera rápida y efectiva.

* Consultar precios para limas #6 y #8



Limas H

Caja 6 U.

6€

Eliminación total de detritus

Las limas "H" se utilizan para ensanchar el conducto radicular y extraer los residuos eficazmente.

* Consultar precios para limas #8

Las versiones en rojo verde o azul estarán disponibles hasta fin de existencias



Puede conectarse con el motor de endodoncia TriAuto Mini Plus mediante conexión USB.

Root ZX mini

Ref. Rojo: 886951120. Ref. Verde: 886951140
Ref. Azul: 886951130. Ref. Blanco: 886951110.

El localizador de ápice “mini”. Diseño y tecnología en la palma de su mano.

Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa para la eliminación parcial o total de radiografías.

Posibilidad de establecer un aviso adicional para una situación de interés (curva pronunciada).

850€

**Comprando conjuntamente
Root ZX Mini + TriAuto Mini Plus**

**5% de descuento
adicional**



Pieza de mano con un peso de solo **80 g.**



Puede conectarse con el localizador de ápice Root ZX Mini mediante conexión USB.



TriAuto Mini Plus

Ref.: 06970

Motor de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras.

Motor compacto con tan sólo 80 g. para evitar tendinitis y lesiones musculares.

6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm.

9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm).

Adaptable para personas diestras y zurdas.

Funciones innovadoras de Auto torque reverse y Auto torque slow-down.

1.390€

TriAuto ZX2

Motor de endodoncia

Ref.: 6961

**El motor
inalámbrico con
localizador de
ápices integrado,**
para profesionales
ambidiestros, con
un peso de tan solo
140 g.

2.890€

2.690€




MORITA



Desde 1956

MANI®

Descubra las
limas MANI:
manuales,
mecanizadas y
micro-limas

- Función OGP
- Función OTR
- Auto Start/ Stop.
- Forward and Reverse Rotation.
- Optimal Apical Stop.
- Auto Torque Slow-down.
- Auto Torque Reverse.
- Auto Apical Slow Down.
- Auto Apical Stop.
- Auto Apical Reverse.
- Apical Torque Down.


**Cambio de color según
posición de la lima**



Incluye:

- **2 cajas** de 6 Limas Superfiles MGP 25 mm. kit
Ref.: 3651015253
- **1 caja** con 3 Limas SILK complex pack 25mm.
Ref.: 3850003253





MANI®

Limas Endo

MANI®

Certificados

- ISO 13485
- MDD 93/42 / EEC
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Alta tecnología japonesa única y de precisión

Extraordinario y preciso control de calidad que ofrece una mayor seguridad para usted y sus pacientes.

Mani está presente en más de 120 países del mundo y actualmente posee más de 330 patentes.

MANI®

Limas K

Preparación inicial del
conducto radicular



La excelente capacidad de corte, le ayuda a trabajar y ensanchar de manera rápida y efectiva.

6 €*

* Consultar precios para limas #6 y #8

MANI®

Limas H

Eliminación total
de detritus



Las limas "H" se utilizan para ensanchar el conducto radicular y extraer los residuos eficazmente.

6 €*

* Consultar precios para limas #8

MANI®

D Finders

Lima en forma de "D"



Limas rígidas de alta resistencia para conseguir una vía de acceso sin dificultad. Optimizada para conductos radiculares calcificados.

8 €

MANI[®]



RT

Limas flexibles

Muy flexibles, gran capacidad de eliminación de detritus, optimizadas para canales muy curvados. Excelente capacidad de corte.

8 €

MANI[®]



Super files MGP

Limas rotatorias
Glide Path

Las limas Super Files MGP reducen el riesgo de las superficies irregulares gracias al diseño adaptado y su gran flexibilidad, específicamente para la permeabilización de los conductos radiculares.

6 €

MANI[®]



Silk

Limas rotatorias

Fabricadas en NiTi, combinan flexibilidad y resistencia para obtener mejores resultados. Ampliación del conducto radicular. Punta activa redondeada para seguir la anatomía dental

33 €

MANI[®]



GPR

Limas mecanizadas
para reendodncia

Elimina la Gutapercha de forma rápida, fácil y segura durante el retratamiento del conducto radicular. Punta inactiva.

18,50 €*

*** Precio del GPR KIT (1S-4N)**

Jizai

Limas NiTi
rotatorias

MANI®



SEGURIDAD

Seguridad con alta resistencia a la fatiga fuera de su zona central. Su diseño radial soporta menos transportación.

FLEXIBILIDAD

Para conductos extremadamente curvos. Sigue perfectamente la anatomía de los conductos.

SUAVIDAD

Óptima habilidad de corte.
Previene el efecto atornillado

SIMPLICIDAD

Para todos los odontólogos en todos los casos clínicos.
Alta remoción de residuos dentinarios.

Velocidad de trabajo:

entre 300 y 500 rpm.

Torque:

Entre 1.0 y 3.0 Ncm

IMPORTANTE

Antes de comenzar con Jizai debe usarse la lima Glide Path #15.02

Jizai 21 mm

Ref.: 387253521302

KIT: 025 04 / 025 06 /
035 04

Caja 3 unidades:

33 €

Jizai 25 mm

Ref.: 387253525302

KIT: 025 04 / 025 06 /
035 04

Caja 3 unidades:

33 €

Sondaje periodontal

Sonda periodontal

Pa-On

Ref.: PAN0491000

orangedental
premium innovations



4.490€

NOVEDAD:

- El software Parobyzz se puede instalar hasta en 10 equipos.
- Sin licencias anuales.
- Sistema abierto integrable con software de clínica.

La primera sonda digital e inalámbrica que informa automáticamente sobre el estado periodontal. Diagnostico más sencillo, rápido y estandarizado gracias al software Parobyzz.

Ergonómico e Inalámbrico:

Se puede trabajar con Pa-On como una sonda convencional.

Atención técnica: soporte informático y telefónico.

Mínima molestia para el paciente:

Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g.

Dotación:

- Docking Station.
- Software Parobyzz Perio.
- 10 puntas monouso.



**Incluye
20 puntas extra**

(Valoradas en 95 €)

**Medición calibrada con
una presión exacta de**

20g



Sign

Una sola línea, infinitas posibilidades

Muebles metálicos de diseño, modulares y personalizables.

Hasta el suelo, con patas o suspendido, con encimera en Hi-Mac, laminado o cristal, con o sin tiradores.

Los modelos **Sign** se adaptan al estilo del ambiente y a sus necesidades.



 **SARATOGA**

Cardioprotección



Desfibrilador
semiautomático

Fred PA-1

Ref.: 11279902

- **Facilidad de uso:**
interfaz con tres sencillos pasos
- **Siempre preparado:**
detección automática de caducidad de los electrodos.
- **Trilingüe:** perfecto para un entorno internacional

SCHILLER

1.290 €



Mantenimiento preventivo

Duración: 3 años

245 €

Plan para Fred PA-1

- Test de seguridad eléctrica
- Actualización de Software a la última versión del fabricante
- Test de desfibrilación
- Certificado emitido por el fabricante
- Se realiza una vez cada 3 años

NUEVO
**Turbo
Smart
HP**
**340
mbar**



Aspiración y
Compresores

**Servicio
gratuito**

Planificación técnica

Le asesoramos en la elección del sistema y diseñamos la solución directamente a partir de sus necesidades.

Nos encargamos de la planificación de tubería de su clínica, para que pueda tener el mejor rendimiento de su sistema Cattani.



- Proyecto técnico
- Selección del sistema
- Instalación
- Supervisión
- Mantenimiento
- SAT
- Formación

Para diseñar el sistema de aspiración y de aire comprimido de su clínica, todo lo que necesitamos es que nos envíe un plano en AutoCad (archivo .dwg) indicando la posición de los sillones y del cuarto de máquinas.

(Sin cargo ni compromiso.)



Aspiración 4.0

Cattani entra en la cuarta revolución industrial

Las aspiraciones SMART son ahora máquinas 4.0 con paneles de control con protocolo IoT (Internet of Things)



- **Control remoto.** El servicio técnico puede ver errores en remoto y en tiempo real, pudiendo actuar de inmediato para solucionar problemas.
- **Ajuste de sistema.** En caso de que se adquiera una ampliación de software (Turbo Smart B) o sea necesario modificar parámetros del sistema, es posible hacerlo sin desplazamiento del técnico.
- **Actualizaciones** directamente desde la nube.
- **Desgravaciones fiscales** para la implementación de tecnología 4.0 en la empresa (consulte con su gestoría para más información sobre este tema).

NUEVO Turbo Smart HP


El doble de potente que sus competidores

Turbo Smart HP es la nueva aspiración Cattani, mas potente que cualquier otra aspiración del mercado.

Con la nueva Turbo Smart HP es ahora posible alcanzar 340 mbar de presión de vacío, hasta el doble que otras máquinas.



Comparativa





La mejor aspiración posible para sus cirugías.

Con dos motores de vacío en serie, Turbo Smart HP es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones en función simultanea.



Turbo Smart HP

4-5*

* Dependiendo del vacío deseado en la cánula.

Potencia total: 2,7 kW

Presión máxima de vacío: 340 mbar

Caudal máximo: 1,915 l/min

Caudal efectivo a 300 mbar: 740 l/min

Caudal efectivo a 240 mbar: 1.020 l/min

Con separador de amalgama

Ref.:1035145

6.490 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035140

5.650 €

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043133
y una **válvula de fondo de línea** Ref.: 1203770



Turbo Jet 1 Modular

Potencia: 0.42kW - 4A
Caudal máximo: 650 l/min
Presión de trabajo: 130 mbar
Nivel sonoro: 61 dB(A)
Dimensiones (mm): 540 x 450 x 380

Con separador de
amalgama **ISO 4**

Ref.: 1029610

1.990 €

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1026110

1.260 €



Turbo Jet 2 Modular

Aspiración de alto nivel
de vacío sin separador
de amalgama

Ref.: 1026210

- Potencia 0.8 kW - 6,1 A.
- Caudal máximo: 650 L/ min.
- Presión de trabajo: 230 mbar.
- Nivel sonoro 65 dB.
- Dimensiones (mm): 560 x 440 x 380



2.170 €



Micro Smart

1-2



Potencia: 1.12kW - 8A
Caudal máximo: 900 l/min.
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 64-71 dB(A)
Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590

Con separador de
amalgama **ISO 6**
Ref.: 1035060

Sin separador de
amalgama
Ref.: 1035050

2.890 €

2.250 €



Micro Smart CUBE

1-2



Potencia: 0.95kW - 4A
Caudal máximo: 1.000 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 59 dB(A)
Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

Con separador de
amalgama **ISO 6**
Ref.: 1035030

Sin separador de
amalgama
Ref.: 1035031

3.390 €

3.040 €



Turbo Smart

3-5



Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.



Potencia: 1.5kW - 6.5A
Caudal máximo: 1.400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 68.4-73.7 dB(A)
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de
amalgama **ISO 18**

Ref.: 1035115

3.850 €

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035105

3.340 €

Turbo Smart CUBE

3-5



Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.



Potencia: 1.2kW - 5.5A
Caudal máximo: 1400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 60 dB(A)
Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

Con separador de
amalgama **ISO 18**

Ref.: 1035120

4.240€

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035121

3.650€





4-5
equipos



La mejor protección contra los aerosoles es una aspiración potente

El uso de aspiración de alto volumen (HVE) permite la reducción de este tipo de contaminación en más de un 90%*

Potencia tu Turbo Smart o Turbo Smart Cube con la password de ampliación y aumenta el caudal de aire aspirado de 1.400 a 1.800 l/min.

Password para ampliación a Turbo Smart B

Ref.: 1035500

590 €

*Encuentra aquí la bibliografía completa con los artículos científicos sobre este tema: <https://tecnologiaparalasalud.com/mejorar-sistema-aspiracion-clinica-dental/>



La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043135



Turbo Smart 2V

3-5*

* Depende de la pre-instalación y distancia.

Software de ampliación incluido

Potencia: 2kW - 9A

Caudal máximo: 1.800 l/min

Presión de trabajo: 280 mbar

Nivel sonoro: 70 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama **ISO 18**

Ref.:1035135

4.690 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035130

4.150 €

Planifique su clínica para trabajar con la máxima seguridad.

Sistema tradicional: cada aspiración conectada a sus sillones. En caso de avería, estos sillones se quedan inutilizables.

Sistema en paralelo: Las aspiraciones trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose en automático y regulando la velocidad en función de la carga de trabajo.

Seguridad


En caso de imprevistos en una de las aspiraciones, la otra seguirá trabajando, permitiendo el uso de cualquier sillón.

Potencia

Las aspiraciones trabajan juntas, ayudándose y maximizando el rendimiento

Menor mantenimiento

Las aspiraciones se reparten constantemente el trabajo, reduciendo el desgaste promedio.



Añada el
“kit desinfección Magnolia”
a su nueva aspiración
y obtenga
1 año más de garantía



+



3-4 



Tándem Micro Smart

Caudal máximo: 1.800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282)

Con separador de amalgama

Ref.: 1035060PAR

5.590€

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035050PAR

4.350€

Estructura no incluida.

4-6 



Tándem Turbo Smart A

Caudal máximo: 2.800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar

Con separador de amalgama

Ref.: 1035115PAR

7.390€

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035105PAR

6.350€

Estructura no incluida.

6-9 



Tándem Turbo Smart 2V

Caudal máximo: 3.400 l/min
Presión de trabajo: 280mbar

Con separador de amalgama

Ref.: 1035135PAR

8.950€

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035130PAR

7.990€

Estructura no incluida.

Normativa sobre la separación de amalgama:

“Los profesionales dentales no liberarán directa ni indirectamente residuos de amalgama al medio ambiente, bajo ninguna circunstancia”

Cuando el panel de control de su aspiración lo indique (alarmas I14 y I15), será necesario cambiar el contenedor de amalgama por uno nuevo. (Se recomienda echar un poco de PuliJet® en el contenedor usado antes de cerrarlo)



Contenedor de
amalgama
ISO 4

Turbo Jet 1

Ref.: 1043133

42 €



Contenedor de
amalgama
ISO 6

Micro Smart

Ref.: 1043132

42 €



Contenedor de
amalgama
ISO 18

Turbo Smart

Ref.: 1043135

42€

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI

Filtro para compresores

Filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523



Es necesario un filtro por cada compresor AC-100, AC-200 y AC-300; dos filtros en el caso de AC-400 y AC-600. Se reemplaza una vez al año.

Eficacia del 99,995% según normativa EN1822

150 €



Filtro HEPA H14 C1

Ref.: 1042010

Filtro HEPA H14 con carbones activos para Uni-Jet 75, Turbo Jet 1 y Turbo Jet 2. Se conecta al tubo de salida de aire expulsado. Mantenimiento: reemplazo del filtro completo una vez al año.

280 €



Filtro HEPA H14 C6

Ref.: 1042090

Filtro HEPA H14 con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano. Elimina la contaminación y los malos olores. Para una o más aspiraciones hasta 6 sillones. Mantenimiento: sustitución del cartucho filtrante 1 o 2 veces al año (Ref.: 1160540).

520 €



Cartucho HEPA H14 C6

Ref.: 1160540

Para el mantenimiento del filtro HEPA H14 de aspiración. Se reemplaza cada 6-12 meses.

El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 134° antes de desechar, para máxima seguridad.

185 €



Aspiración extraoral



2 terminaciones incluidas:

- Campana
- Cánula alta velocidad de 25mm




Aspi-Laser Steril

Ref.: ASPILASER

1.990 €



Incluye un bote de Eco-Jet Spray



Aspiración extraoral con filtro HEPA H14 y carbones activos

Características:

Motor de aspiración Uni-Jet 75 1AC

Potencia: 0,4kW - 3,7A

Caudal de aspiración: 150 m³/h

Velocidad del flujo con boca de 25mm: 45 m/s

Presión máxima: 150 mbar

Número de bocas de aspiración de serie: 2

Nivel de filtración HEPA según EN1822: H14

Carbones activos: sí

Tratamiento químico antibacteriano: sí

Nivel sonoro: 58 db con boca abierta



Aspi-Jet 6

Ref.: 1010010

Aspiración móvil completamente autónoma.

Características:

Potencia 0.4 kW - 3,1 A.

Caudal máximo: 1250 L/ min.

Presión máxima de vacío: 130 mbar.

Nivel sonoro 65 dB.

Vaciado manual de vaso.

Capacidad del vaso 4 litros.

Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm.

2.490 €



Aspi-Jet 9

Ref.: 1010040

Aspiración móvil para quirofano dental.

Características:

Potencia 0.4 kW - 3,1 A.

Caudal máximo: 1250 L/ min.

Presión máxima de vacío: 130 mbar.

Nivel sonoro: 65 dB.

Vaciado automático, escupidera y agua al vaso.

Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm

3.460 €



Renueva todo el sistema de aspiración de tu sillón dental*



Kit recambio mangueras, filtros y terminales

Ref.: 1200874

145 €

Recambio completo ya ensamblado

Incluye:

- Colector rectangular
- Boquetón + filtro de solidos
- Mangueras de aspiración de silicona d.11 y d.16
- Terminales d.11 y d.16

*Compatible solo con sillones dentales que montan colectores y mangueras Cattani.



Válvula de escupidera

Ref: 1021960

Permite enviar los líquidos de la escupidera a las aspiraciones con separadores de amalgama

530 €




Válvula de fondo de línea

Ref: 1203770

- Reduce el retardo y la inestabilidad de la aspiración
- Mejora la eficiencia del sistema
- Permite evacuar los tubos, eliminando posible contaminación cruzada

89 €





Uni-Jet 75

Ref.: 1020322



- Potencia 0.4 kW - 3,1 A.
- Caudal máximo: 1250 L/ min.
- Presión de trabajo: 130 mbar.
- Nivel sonoro 62 dB.
- Dimensiones (mm): 232 x 246 x 251

470€



Uni-Jet 75 Carenado

Ref.: 1020274



- Versión insonorizada.
- Potencia 0.4 kW - 3,1 A.
- Caudal máximo: 1250 L/ min.
- Presión de trabajo: 130 mbar.
- Nivel sonoro 58 dB.
- Dimensiones (mm): 315 x 280 x 330

790€



Para conseguir una potencia de aspiración superior, reemplace su antiguo motor con un nuevo modelo de doble ventola



Uni-Jet 75 2V

Ref.: 1020370

1 

- Potencia: 0,7kW – 5,3A.
- Caudal máximo: 1.330 l/min.
- Presión de trabajo: 270 mbar.
- Nivel sonoro: 64 dB(A).
- Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255.

960€



Hasta un 50%
más potente
que los motores
clásicos

Tecno-Jet 2V

Ref.: 1020921

2 

- Potencia: 1,1kW – 7,5A
- Caudal máximo: 2.170 l/min
 - Presión de trabajo: 200 mbar
 - Nivel sonoro: 65 dB(A)
 - Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255
 - Incluye válvula depresora.

1.350€



Cánulas de aspiración



Esterilizables en autoclave con un ciclo Clase B hasta 100 veces.

Use las cánulas **11** y **20** para evitar la contaminación de aerosol.

Cánulas de aspiración

Ref.: 1019122

Cánulas de alto volumen:

consiguen aspirar el máximo caudal. Eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16.

Nº 11 - ref.:1040260

Nº 20 - ref.:1040255

Cánulas quirúrgicas:

para conseguir el máximo vacío. Eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11.

Nº 9 - ref.:1040230

Nº 10 - ref.:1040240

Nº 21 - ref.: 1040257

Cánulas de alto volumen especiales:

Nº 22 - ref.: 1040258 - reduce la vibración sonora del aire.

Nº 17 - ref.: 1040250 - para terminal d.11 y aspiraciones de caudal limitado

13,20€

Precio por bolsa de 3 unidades



Esterilizable en autoclave después de su uso.

Embudo con función de escupidera.

Ref.: 1040500

Recomendado por la OMS* para evitar contaminación cruzada entre paciente y paciente, con el uso compartido de la escupidera del sillón dental.

*Considerations for the provision of essential oral health services in the context of COVID-19.

5,20€



Compresores



Consigue ahora
5 años de garantía

3 años de garantía **ampliables a 5 GRATIS** al validar la garantía en: <http://incotrading.net/garantias>



AC 100

Ref.: 1013130



- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 70 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720



1.890€



1x

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC*

Ref.: 1168523



AC 100 Q

Ref.: 1013150



- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.



2.840€



1x

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 200

Ref.: 1013230

2-3 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 71 dB(A)
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720.



2.550€



1x 

**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 200 Q

Ref.: 1013250

2-3 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.



3.340€



1x 

**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 300

Ref.: 1013330

4-5



- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l /min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750



2.990€



1x 

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 300 Q

Ref.: 1013350

4-5



- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l /min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 68 dB(A).
- Dimensiones (mm): 720 x 600 x 970



4.050€



1x 

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

AC 400

Ref.: 1013430 Monofásico

Ref: 1013435 - Trifásico



6 

- Potencia 2.4 kW - 15.4 A (3 kW - 7.2 A).
- Caudal efectivo a 5 bar: 320 N L/ min.
- Capacidad del depósito: 100 l.
- Nivel sonoro 73 dB.
- Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745.



5.790€



2x 

**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

AC 600

Ref.: 1013530 Monofásico

Ref: 1013535 - Trifásico



10 

- Potencia 3 kW - 20.4 A (3 kW - 7.4 A).
- Caudal efectivo a 5 bar: 476 N L/ min.
- Capacidad del depósito: 150 l.
- Nivel sonoro 74 dB.
- Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890.



7.050€



2x 

**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

AC 900

Ref: 1013599 - Trifásico

15 

- Potencia 4.5 kW - 11,1 A
- Caudal efectivo a 5 bar: 714 N L/ min.
- Capacidad del deposito: 300l.
- Nivel sonoro 75 dB.
- Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.



11.900€



3x 
**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

AC 1200

Ref: 1013595 - Trifásico

20 

- Potencia 6.5 kW - 15 A.
- Caudal efectivo a 5 bar: 952 N L/ min.
- Capacidad del deposito: 300l.
- Nivel sonoro 81 dB.
- Dimensiones (mm): 1800 x 880 x 1100.



16.500€



4x 
**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

AC 1800

Ref: 1013594 - Trifásico

30 

- Potencia 9.75 kW - 22.6 A.
- Caudal efectivo a 5 bar: 1428 N L/ min.
- Capacidad del depósito: 300l.
- Nivel sonoro 82.5 dB.
- Dimensiones (mm): 1800 x 1100 x 1100.



24.590€



6x 

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC

Ref: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

**Reduce en 20 decibelios
el nivel sonoro**



Campana de insonorización

Ref: 1010800

Para interiores y exteriores.

Válida para todos los modelos de
compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros.

Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar
directa y nieve. Para climas fríos y calientes.
El termostato activa una ventilación forzada
para que el compresor mantenga un nivel
óptimo de trabajo.

- Nivel sonoro: 51 dB(A).
- Dimensiones: 87 cm x 70 cm x 89 cm

1.660€



Vea los compresores CADCAM en el apartado "LABORATORIO"



Kits de mantenimiento para ASPIRACIONES

Kits mantenimiento anuales

Incluye filtro, contenedor de amalgama y tubos de recambio.

Turbo Jet 1
Micro Smart
Turbo Smart

Ref.: KIT1TJ1
 Ref.: 1041196
 Ref.: 1041192

68,25 €
150 €
150 €

Incluye filtro, contenedor de amalgama, tubos de recambio y filtro **HEPA H14**.

Turbo Jet 1 con H14
Micro Smart con H14
Turbo Smart con H14

Ref.: KIT1TJ1H14
 Ref.: KIT1MSH14
 Ref.: KIT1TSH14

290 €
295 €
290 €

Kits mantenimiento completo “10.000 h de trabajo” (kit de restauración)

Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga.

Turbo Jet 1 *
Turbo Jet 1 **
Micro Smart
Turbo Smart

Ref.: KIT10HTJ1
 Ref.: KIT10HTJ1IS04
 Ref.: KIT10HMS
 Ref.: KIT10HTS

260 €
295 €
215 €
260 €

* Sin separador de amalgama / ** Con separador de amalgama

Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace:
www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf

Kits de mantenimiento para COMPRESORES

Kits mantenimiento anuales

Con filtros estándar.	AC 100	Ref.: KIT1AC100	46 €
	AC 200	Ref.: KIT1AC200	69 €
	AC 300	Ref.: KIT1AC300	92 €

Con filtros estándar y filtro HEPA H14 .	AC 100 con H14	Ref.: KIT1AC100H14	160 €
	AC 200 con H14	Ref.: KIT1AC200H14	175 €
	AC 300 con H14	Ref.: KIT1AC300H14	190 €

Kits mantenimiento trienales

Con filtros estándar y condensador.	AC 100	Ref.: KIT3AC100	79 €
	AC 200	Ref.: KIT3AC200	105 €
	AC 300	Ref.: KIT3AC300	145 €

Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14 .	AC 100 con H14	Ref.: KIT3AC100H14	199 €
	AC 200 con H14	Ref.: KIT3AC200H14	220 €
	AC 300 con H14	Ref.: KIT3AC300H14	250 €

Kits mantenimiento quinquenales

Con filtros estándar, condensador y gel de sílice para el secador.	AC 100	Ref.: KIT5AC100	189 €
	AC 200	Ref.: KIT5AC200	215 €
	AC 300	Ref.: KIT5AC300	250 €

Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14 .	AC 100 con H14	Ref.: KIT5AC100H14	305 €
	AC 200 con H14	Ref.: KIT5AC200H14	325 €
	AC 300 con H14	Ref.: KIT5AC300H14	355 €

Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace:
www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf

Blok-Jet Silent

Añada el "kit desinfección Magnolia" a su nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía

Sistema integrado de compresión y aspiración **con separación de amalgama** para clínicas dentales.



Blok-Jet Silent 1

Ref.: 1073500

Compuesto de:

Micro Smart.

Compresor AC 200.

Dimensiones:

727x 577 x 1583 mm.

Capacidad de hasta **2 equipos** simultáneamente.

12.500€

Blok-Jet Silent 2

Ref.: 1073520

Compuesto de:

Turbo Smart B.

Compresor AC 300.

Dimensiones:

757 x 607 x 1936 mm.

Capacidad de hasta **5 equipos** simultáneamente.

13.640€



INVERTER
CONTROL



AMALGAM
RETENTION



 **MAGNOLIA**
CHEMICAL PROFESSIONALS

Productos de desinfección
no agresivos

La desinfección en la clínica dental

Sistema de aspiración:

Todos los días, al mediodía y al final de la jornada laboral, desinfecte todo el sistema con **Puli-Jet Plus 2.0**



Sillón dental:

Limpie los filtros del sillón diariamente, lubricando la junta. Asegúrese que esté puesta **siempre una pastilla antiespumógena** desinfectante (también para anillo húmedo).

Desinfección de superficies:

No use productos que contengan alcohol o lejía que dañan permanentemente los plásticos. **Eco-Jet 1** desinfecta sin agrietar o envejecer los materiales.

Eco-Jet 1 - Desinfección total

De amplio espectro de acción, testado según las siguientes normativas:

- **EN 13697** - Bactericida, fungicida y levuricida.
- **EN 14348** - Actividad micobactericida incluyendo instrumental.
- **EN 14476** - Actividad viricida (incluyendo virus envueltos como SARS y COVID-19)
- **Skin Patch Test:** No irritante.

Contiene menos del 10% de alcohol y es indicado para todos los tapizados de los sillones.

Eco-Jet 1 Spray

Ref.: 1040745

11,25 €/u.

Caja 4 u. de 500 ml



Eco-Jet 1 Toallitas

Ref.: 1040771

8,40 €/u.

Caja 6 u. de 160 toallitas

160
toallitas



Eco-Jet 1 Refill (5 l.)

Ref.: 1040764

99,75 €/u.

1 tanque de 5 litros





Antiespumógeno desinfectante

Ref.: 1040826

50 tabletas

(Caja 10 u.)

34 €/u.

1 caja con 10 contenedores con 50
tabletas cada uno.

34 €/contenedor - 0,68 €/pastilla

Pastillas antiespumógenas desinfectantes para el correcto funcionamiento de todas las aspiraciones dentales.

Evita la contaminación cruzada durante todo el día.

Espectro de acción:

- EN 13727 - Actividad bactericida.
- EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.

Evita que pase espuma a los motores, bloqueándolos después de tiempo de inactividad prolongados



Testado contra
SARS-COVID-2

Puli-Jet Plus 2.0

Ref.: 1060922



1 litro cunde 125 l.

Nueva formulación:

- No deja residuos y películas en las mangueras del sillón.
- Perfume más agradable.

Dispositivo médico IIa.

EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.

EN 13727 - Actividad bactericida.

EN 14561 - Actividad bactericida para instrumental.

EN 14562 - Actividad fungicida o levuricida para instrumental.

EN 14563 - Actividad micobactericida o tuberculicida para instrumental.

EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo COVID-19)

26,25 €/u.

Bote de 1 l.
(Caja 4 botes)



Instrucciones:

Usar **Pulse Cleaner** y **2,5L de agua** templada (40-50º) por cada sillón.

Limpieza diaria (una o dos veces al día): **10 ml**

Desinfección (dos veces a la semana): **20 ml**

Desinfección profunda (pacientes de riesgo, cirugía, COVID 19): **doble dosis de 20 ml**

Pulse Cleaner

Ref.: 1040720

Recipiente especial para la limpieza y desinfección del sistema de aspiración.

A través de sus pistones, el recipiente creará la turbulencia necesaria para conseguir el mejor resultado de limpieza.

Conexión para terminales de d. 11 mm y d. 16 mm.



55 €

Puli-Jet Classic

Ref.: 1040715

Detergente sanitizante antibacteriano.

No produce espuma.

Dilución al 5%: 100 ml de Puli-Jet Classic en 2l de agua tibia por cada sillón dental.

Bote de 5 l. (Caja 4 botes)



27,50 €/u.

Añada el “kit desinfección Magnolia” a su nueva aspiración y obtenga **1 año más de garantía**



Ahora con
**Pulse
Cleaner**



Kit desinfección Magnolia

Ref.: Kitmagnolia

Ahorre un 10%

195 €

Compuesto por:

- 4 x Puli-Jet Plus 2.0
- 1 botella de Eco-Jet Spray
- 1 bote de Eco-Jet Toallitas
- 1 caja Antiespumogenos
- 1 Pulse Cleaner

+ Extensión de garantía

(En caso de compra del KIT Magnolia junto con una aspiración CATTANI nueva.)

Promociones y novedades para laboratorios dentales

MEJORES PRODUCTOS LABORATORIO

MP#56 LAB | Válido hasta el 31-03-2022 | Precios sin IVA





Mayor velocidad y alto rendimiento.

Escaner de modelos 3D

All Black

Ref.: ALLBLACK



13.575 €

Adecuado para todo tipo de restauraciones con implantes, desde las más simples hasta las más complejas.

Admite no solo dos modos de escaneo dinámico y estático para la mayoría de los articuladores comunes, sino que también admite la transferencia del articulador para Artex, Kavo, SAM y Bio-Art.

- Alta precisión $\leq 7 \mu\text{m}$
- 2 cámaras de 5.0 MP de alta resolución
- Velocidad: Modelo: 6 s - Modelo en oclusión: 13 s - 1 a 4 matrices: 18 s - 5 a 8 matrices: 33 s - Impresión: 32 s
- Aplicaciones: coronas, puentes, implantes, barras, etc.
- Archivos STL y PLY: integración directa con Exocad y Dental Wings
- Escaneo de texturas, articulador, placa de 8 matrices, soporte de impresión



Escaner de modelos 3D

OS-200

Ref.: OS200

7.790 €



Alta precisión en un formato ligero

- Cámara HD: proyector integrado de luz azul.
- Mantenimiento fácil y cómodo.
- Múltiples funciones de escaneo.
- Alta precisión <math><10\mu</math>.
- Escaneo de textura.
- Escáner articular.
- Soporte de 8 troqueles.
- Archivos STL y OBJ.



Impresora DLP

OS-Print

Ref.: OSPrint

7.990 €



Alta resolución de impresión.

Capacidad para imprimir 120 coronas enceradas en aproximadamente 45 minutos, o **4 modelos de arco en una hora.**

- Alta productividad.
- Amplia gama de aplicaciones.
- Alta precisión.
- Funcionamiento intuitivo.
- Archivos STL.
- Resina de 405 nm.

Depósito de limpieza

OPERA
SYSTEM



Depósito de limpieza

OS-Clean

Ref.: OSCLEAN

750 €

Depósito de limpieza
para impresora 3D

Cesta extraíble.

3 programas de lavado.

Depósito de 4 l.

Medidas: 320 x 330 x 246 mm



OS-FAB CURE

Ref.: OSFABCURE

Horno de cámara UV
para impresora 3D.
Dispositivo de curado
LED.

574 €

Con un funcionamiento sencillo y una exposición uniforme, OS-FAB CURE maximiza las propiedades mecánicas y de flexión de las piezas para el funcionamiento posterior de los flujos de trabajo dentales.

Fácil funcionamiento:

Coloque las piezas en la plataforma y gire la perilla para configurar el tiempo de curado.

Exposición uniforme:

Un plato giratorio de 10 RPM garantiza una exposición uniforme durante el poscurado.

Propiedades mecánicas y de curvado óptimas:

OS-FAB CURE maximiza las propiedades mecánicas y de flexión de las piezas para el funcionamiento posterior de los flujos de trabajo dentales.



Impresora 3D

Sentry 200

Ref.: S20001

10.990 €

Pantalla 4K Monocromo y motor óptico LED+.

Ultra precisión de 50 micrones.

Trabaja o importa tus archivos de diseño desde cualquier software CAD.

Apertura total a resinas (405 nm).

Tecnología: MSLA



Impresora 3D

Sentry 300

Ref.: S30001

19.200 €

Productividad y versatilidad inigualable

Hasta 4cm/hora. Más de 10 aplicaciones dentales.

SENTRY 300 está abierto a todos los materiales en 405 mm de longitud de onda.

Ya sea en los ejes X,Y o Z, nuestra impresora esta testada para ser exacta bajo 25 micrones.



Cuba de ultrasonidos 6 litros

Ref.: S20012

[Consultar condiciones](#)

Aparato limpiador ultrasónico de acero inoxidable

La frecuencia ultrasónica de 40 kHz permite la limpieza rápida.

Cuenta con un temporizador digital y una pantalla de temperatura.

Tamaño del tanque: 6 l.

Potencia de ultrasonidos: 180 W.

Cesta adicional

Hornos para curado



Horno de curado
Para Sentry 200

Curebox 200

Ref.: S20014

Temperatura máx. cámara curado
CureBox: 60 °C

Diámetro plataforma giratoria: 193 mm

Potencia LED: 36 W

Longitud de onda LED: 365-405 nm



1.632 €



Horno de curado
Para Sentry 300

Horno de curado 300

Ref.: S20015

Adaptado al volumen de la placa de construcción.

Temperatura máx. cámara curado 65°C

Temporizador digital.



2.995 €

Termoformadoras



Termoformadora

Termoformadora 1 modelo

Ref.: T0101

Termoformado de alta gama con fácil manejo y resultados precisos.

[Consultar condiciones](#)



Termoformadora

Termoformadora 9 modelos

Ref.: T0901

Unidad de vacío diseñada para alta producción de alineadores.

[Consultar condiciones](#)



Fresado húmedo

OS-Arko

Ref.: OS2009



33.890 €

**Rápido y preciso:
restauraciones en me-
nos de 10 minutos.**

Fresado y pulido en ultra-HD.

Funcionamiento fácil e intuitivo.

Inserción de Bloque sin herramienta con un solo clic.

Extremadamente silencioso debido al aislamiento interno y la carcasa de material fundido.

Características:

- 4 ejes.
- 6 herramientas.
- Prefresado.
- Húmedo.
- Webcam integrada.
- Pantalla táctil.
- Precisión en repeticiones: 3 micras.

**Compresor
integrado**



Premium+ Upgraded

Ref.: OS2006

Fresadora húmeda
compacta de 4 ejes

OPERA
SYSTEM

24.400 €

Bloques de fresado de cerámica de vidrio, óxido de zirconio y compuestos, así como pilares de titanio.

Ocho boquillas de líquido en el husillo para una refrigeración especialmente eficiente de la herramienta.

Intercambio manual de piezas de trabajo.

Sistema de líquido refrigerante integrado (bomba y filtro incluidos): no se necesita aspirar.

Características:

- 4 ejes.
- 3 bloques.
- 8 herramientas.
- Cerámica de vidrio.
- Prefresado personalizado.



Easy 4 Edition

Ref.: OS2001

Fresado seco
de 4 ejes



17.740 €

Alta precisión, económica y fiable. Diseño extremadamente compacto.

Resultados óptimos, incluso en aleaciones no preciosas extremadamente duras sobre una base de cobalto-cromo.

Espesor de discos de 10 a 25 mm - Ø 98 mm.

Características:

- 4 ejes
- Precisión de ± 5 micras en repeticiones.
- Cambiador automático de 7 herramientas.

Husillo asincrónico SF 170 P

Velocidad de rotación

Hasta 60 000 RPM.

Rango de posicionamiento XYZ

100 x 98 x 40 mm.

Dimensiones: 400 x 385 x 410 mm

Peso: ~ 45 kg.



EASY 5+

Ref.: OS2007

Fresado seco
5 ejes



30.315 €

Tecnología Direct para

asegurar discos: gracias a este sistema de sujeción de los discos sin herramientas, la máquina se puede cargar con material aún más rápida y fácilmente.

Ionizador incorporado:

neutraliza la carga estática de partículas acrílicas. Gracias a la circulación de aire mejorada en el área de trabajo, el tiempo de limpieza se reduce significativamente.

Características:

- 5 ejes.
- Sistema de sujeción de los discos sin herramientas.
- Ionizador integrado.
- 16 herramientas.
- Seco
- OPCIÓN 3 bloques secos.
- Cambiador automático de 16 herramientas.

Husillo síncrono SFK 300P

Potencia nominal 300 W.
Potencia de salida máxima 500 W.

Velocidad de rotación:

Hasta 60.000 RPM.

Peso: ~ 91 kg.



Pro Expert 5

Ref.: OS2004

Fresado seco

OPERA
SYSTEM

40.000 €

Equipada con un cambiador automático de 8 discos que se ocupa de la gestión de materiales.

El sistema elige e inserta el disco adecuado para cada restauración. Por lo tanto, la máquina puede mecanizar sin parar y sin intervención del usuario.

Cámara de trabajo protegida e integrada: Alta protección contra el polvo.

Espacio de trabajo seguro.
Luz en la cámara de trabajo.

Características:

- Cargador automático hasta 8 discos
- 5 ejes
- 8 discos
- 16 herramientas
- Seco
- Precisión de ± 3 micras.
- Cambiador automático de 16 herramientas.



Targa

Ref.: OS2008

Fresado húmedo
y seco



59.900 €

Tecnología Direct Clean: le permite cambiar convenientemente entre pulido húmedo y seco. Ionizadores integrados: función de secado altamente inteligente.

Refrigeración por agua integrada: minimiza la expansión térmica del husillo y el eje Z; mecanizado más rápido con resultados todavía más uniformes y mayor duración del husillo.

Características:

- 5 ejes.
- 10 discos.
- 60 bloques
- 16 herramientas.
- Cerámica de vidrio.
- Seco y húmedo.

- Precisión en repeticiones: ± 3 micras

Horno de sinterización



ZR Prod

Ref.: OSZRPROD

Horno de
sinterización



5.990 €

Unidad de alta calidad, eficiente y económica.

Compacto, por lo que necesita poco espacio de almacenamiento, puede acomodar un recipiente de sinterización de Ø100 mm con hasta 20 coronas individuales.

Fácil de usar y de manipular.

Una cerradura electrónica evita la apertura prematura.

Características:

- 9 programas personalizables.
- Pantalla LED de 7 segmentos.
- Regulación precisa de la temperatura en 4 pasos.
- Cierre electrónico
- Temperatura máxima 1650°C
- Temperatura máx. 1650°C



Horno de sinterización

ZR Speed

Ref.: OSZRSPEED

Características:

- Ciclo clásico 132' o rápido +/- 73'
- Cocción de alta precisión
- Regeneración de elementos calefactores
- 30 programas programables
- max.1650 grados C

10.580 €



Horno de Cerámica

Master HT

Ref.: OSMASTERHT

Programación adaptable, trata todos los materiales cerámicos del mercado.

Características:

- 200 programas + 50 programas de alta
- Control total del proceso de cocción.
- Mufla de cuarzo.
- Temperatura máx. 1.200°C.
- Señal acústica.
- Pantalla digital intuitiva en color.

5.750 €





AC 310

1013310 - Monofásico

1013313 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 165 N l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

3.290€



AC 410

1013410 - Monofásico

1013413 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo entre 105 y 160 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 215 N l/min
- Capacidad del depósito: 100 l
- Nivel sonoro: 73 dB(A)
- Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745

6.750€



Todos los compresores trabajan hasta 10 bar de presión para garantizar el funcionamiento correcto y estable de las fresadoras más exigentes. Disponemos de versiones de todos los modelos, para alimentación monofásica o trifásica.



AC 610


1013510 - Monofásico

1013513 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo máximo de 220 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 330 N l/min.
- Capacidad de depósito: 150 l.
- Nivel sonoro: 74 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890

8.100€



AC 910

1013578 - Trifásico

Grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comprimido

- Aire efectivo a 8 bar: 495 N l/min.
- Capacidad de depósito: 300 l.
- Nivel sonoro: 75 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.

13.800€



Mono-Labor

Ref.:1050050



Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo

- Caudal máximo: 1.250 l/min
- Presión de vacío: 130 mbar
- Nivel sonoro: 53,5 dB(A)
- Dimensiones (mm): 510 x 270 x 490

1.240€



Aspi-Labor

Ref.:1050010



Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana.

- Caudal máximo: 1.250 l/min
- Presión de vacío: 130 mbar
- Nivel sonoro: 67,5 dB(A)
- Dimensiones (mm): 450 x 270 x 490

1.470€



Accesorios para la aspiración de polvo

Contenedor bolsa-filtro D.40

Ref.: 1050110

Uno por cada puesto en instalaciones centralizadas



89€

Bolsa filtro de papel

Ref.: 1050180 x 10

10 unidades
Norma: DIN 44956 T2



30,50€

Bolsa filtro en microfibra

Ref.: 1050199

1 unidad
Normas: B.I.A. ZH1/487,
UNI EN 779-2002




40,90€

Aspillera clásica

Ref.: 1050120

Conexión d.30mm
Incluye concha de protección frontal.



110€

Aspillera regulable

Ref.: 1050179

Conexión d.40mm
Incluye concha de protección frontal



205€

Válvula motorizada

Ref.: 1024300

Una por cada puesto de trabajo en instalaciones centralizadas.



275€



Sistemas centralizados

3-50



Aspiración de polvo inteligente y progresiva para laboratorios dentales.

Menos ruido

La contaminación sonora disminuye al eliminar el motor de aspiración en cada puesto.

Menor mantenimiento

El aire aspirado pasa por un filtro central y colectivo dotado de limpieza automática. Así, no hay que cambiar o limpiar el filtro en el puesto de trabajo.

Aire de más calidad

Una vez filtrado, el aire aspirado se expulsa al exterior del local. Los vapores producidos por los materiales acrílicos y los polvos residuales también se dirigen fuera.

Ahorro energético

Tanto en los tiempos de mantenimiento como en el consumo de electricidad, gracias a los motores de inducción y a la tecnología electrónica con Inverter.



Mobiliario de clínica

 SARATOGA



S_Lab 02

- Estación de trabajo de un puestos.
- Apoyabrazos extraíbles.
- Aspiración incluida.
- Enchufes móviles o removibles.

Precio desde
4.995€

 SARATOGA



Young 225

- Estación de trabajo dos puestos.
- Comandos de aspiración y luz.
- Jeringa de aire.
- Aspiración incluida.

Precio desde
3.490€



Yeso

 SARATOGA

- Encimera en acero INOX con papelera.
- Lavabo y grifo para recortadora.
- Jeringa de aire.
- Decantadora de yeso.
- Colores y dimensiones personalizables.

Precio desde
4.390€



Servicio

 SARATOGA

- Encimera en acero INOX.
- Colores y dimensiones personalizables.

Precio desde
1.950€

Para más información, contacte con nuestros especialistas:

ESPECIALISTA CLÍNICO

Paola Delgado

paola.delgado@incotrading.net
659 246 927

MORITA

Radiología digital

José Maria Catalán

jcatalan@incotrading.net
653 136 939

Juan Manuel Amaro

juanma.amaro@incotrading.net
649 406 172

MORITA

Endodoncia y rotatorios

Concha Archidona

concha.archidona@incotrading.net
699 750 105

MANI

Limas Endodoncia

CATTANI

Tecnología del aire

Tommaso Brivio

tommaso.brivio@incotrading.net
635 034 538

MECTRON

Piezosurgery® y Profilaxis

Giulio Tossini

giulio.tossini@incotrading.net
671 543 421

MECTRON MEDICAL

Piezosurgery® Plus

Jhonathan Reyes

j.reyes@incotrading.net
639 263 193

Ezequiel Sánchez

ezequiel@incotrading.net
683 166 580

MAGNIFICACIÓN

Lupas y microscopios

David Rodríguez

david.rodriguez@incotrading.net
649 679 111

ORANGEDENTAL

Sonda periodontal

Toni Serrano

toniserrano@incotrading.net
659 692 411

LÁSER MEDENCY

Paola Delgado

paola.delgado@incotrading.net
659 246 927

LABORATORIO

David Carralero

david.carralero@incotrading.net
697 414 259


Léenos en
tecnologiaparalasalud.com



incotrading

Fotografía de Le Buz en iStockphoto

PRO



Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

**Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
“PRO”, de Incotrading.**

Descárgala buscando por “Incotrading”



App Store



Google Play



CATTANI

mocom

MORITA

mectron

MANI

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

T. (+34) **913 807 490**

incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net



incoSAT

Servicio técnico

Servicios de Asistencia Técnica
en ubicación del cliente con
cobertura para toda España y
Portugal. Encuentre su IncoSAT
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier
información no dude en
llamar a nuestro número
de atención telefónica.

913 807 490

Mejores Productos #56 ESPECIAL EXPODENTAL 2022 - Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2022. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2022-Incotrading S.A.