

KaVo ESTETICA® E30

# You will love it.



KaVo. Dental Excellence.

# KaVo ESTETICA® E30 – Le enamorará.

## KaVo ESTETICA® E30 – Un diseño atractivo con un resultado excelente .

EL sistema KaVo ESTETICA E30 le ofrece una nueva dimensión de excelencia dental: la esencia de una alta calidad KaVo, fiabilidad y eficacia a un precio asequible.

El manejo es sencillo e intuitivo y el funcionamiento es seguro y económico – esta unidad de tratamiento proporciona un trabajo confortable y procesos de trabajo eficientes.

## Una técnica inteligente – con amor por cada detalle.

Cada detalle de la unidad KaVo ESTETICA E30 ha sido desarrollada para trabajar de manera eficaz, flexible y fácil en su manejo. Con los componentes correctamente sintonizados, usted puede confiar en un producto rentable de alta fiabilidad. Las funciones integradas de servicio garantizan unos gastos reducidos y seguridad operativa.

*Amplia libertad de movimiento para su estilo individual de tratamiento – la versión de mesa de KaVo ESTETICA E30.*



## Una selección atractiva para su gusto personal.

Para ello, KaVo ESTETICA E30 ofrece dos líneas de equipamiento: la Essential Line con equipos de alta calidad o la Evolution Line para exigencias aún más altas.

Elija también entre dos modelos: la versión de mesa o la versión colibrí – el sistema KaVo ESTETICA E30 se adapta en todo momento de forma óptima y fiable a su estilo de tratamiento.

### La versión de mesa – disfrute de una mayor libertad de movimiento.

El elemento compacto del odontólogo le ofrece una mayor libertad de movimiento para los procesos individuales de tratamiento así como para mantener una postura saludable y natural. Con la pantalla integrada podrá tener todas las funciones del elemento del odontólogo a la vista.

### La versión colibrí – La distancia más corta a sus instrumentos.

Sienta los instrumentos de forma equilibrada y segura en su mano. La gran longitud de las mangueras le ofrece una mayor flexibilidad para posicionar su elemento de odontólogo donde le sea más cómodo.

*Tenga todo siempre a su alcance – la versión colibrí del sistema KaVo ESTETICA E30.*



## Interesantes posibilidades para su flexibilidad.

En un mundo, donde todo los aparatos están desarrollados para diestros, los zurdos tienen un problema. Por eso, Usted tiene con el sistema KaVo ESTETICA E30 una unidad de tratamiento que ha sido desarrollada para ambos. En menos de dos minutos es posible cambiar fácilmente el lado del sistema KaVo ESTETICA E30, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

Independientemente donde lo utilice, en el gabinete, clínica o en la universidad, el sistema KaVo ESTETICA E30 es su socio flexible.



*Ideal para diestros...*

*... y para zurdos.*

# Convierta su trabajo en placer.

## Confíe en su intuición – su elemento de odontólogo también lo hace.

En el elemento de odontólogo del sistema KaVo ESTETICA E30 encontrará todo en su lugar. La lógica de uso es clara y sencilla. Con los botones directos y el esquema de colores de KaVo controlará rápida y sencillamente todos los instrumentos, el sillón del paciente y la iluminación.

El elemento de odontólogo puede configurarse individualmente para usted, según sus requerimientos técnicos. Para ello, la línea Essential Line le brinda la calidad conocida con el motor KL 701 y una eliminación eficiente del sarro con el cómodo Scaler PIEZOsoft. Usando la línea Evolution disfrutará aún de mayor confort con el ultra pequeño micromotor de inducción INTRA LUX KL 703 LED sin escobillas, con función opcional de endodoncia y Scaler PiezoLED, para una eliminación efectiva del sarro en menos tiempo.

Cada variante de equipamiento cuenta con cinco soportes de instrumentos individualmente configurables y una bandeja que se puede montar a la derecha o a la izquierda.


*El elemento de odontólogo es individualmente configurable y de fácil manejo.*

## Elemento y equipamiento del odontólogo – Sus ventajas a simple vista:

- Control sencillo de las funciones gracias a botones directos y una lámina intuitiva
- Todas las informaciones a la vista gracias a la pantalla integrada
- Procesos rápidos y postura relajada gracias a trayectos cortos



*No importa si usa la versión de mesa o la versión colibrí: posicione su elemento de odontólogo en el lugar donde le sea más cómodo.*



*Excelente ergonomía en cada tratamiento con una altura de mesa mínima de 45 cm, un brazo basculante balanceado y una longitud máxima de las mangueras de los instrumentos de 90 cm.*

## Realice el tratamiento tal y como Usted es.

No importa si trabaja sentado o de pie: el elemento de odontólogo del sistema KaVo ESTETICA E30 le ayuda de manera ergonómica.


Tanto en la versión de mesa como en la versión colibrí sus procesos de trabajo se harán en todo momento de forma sencilla y eficaz, gracias a su concepto ergonómico y flexible.

## Descubra la flexibilidad – en cada tratamiento.

La gran longitud de las mangueras le ofrece una alta libertad de movimiento, el mecanismo de encaje integrado (seleccionable para cada instrumento) le ofrecerá un confort de tratamiento especial. Los brazos basculantes están óptimamente balanceados. A causa de la poca altura de la mesa, las colisiones con la lámpara de tratamiento o con otros aparatos ya pertenecen al pasado.

## Con el sistema SMARTdrive encontrará la solución.

El control del motor SMARTdrive, con una fuerza de transmisión completa y un arranque prácticamente libre de vibraciones, le permitirá un trabajo preciso, eficaz y económica, empezando desde el campo bajo de revoluciones de 100 rpm. A causa del amplio campo de revoluciones, todas las piezas de mano y de contra-ángulo pueden usarse de manera más variada, de manera que se amplía las aplicaciones de cada contra-ángulo.



*Aproveche la elevada fuerza de transmisión y el arranque sin vibraciones de su KaVo SMARTdrive con el amplio rango de velocidades desde 100 hasta 40.000 rpm.*



# Enamorará a sus pacientes .

## Añada un toque personal a su consulta.

KaVo le ofrece una amplia gama de colores que comina a la perfección el blanco dental del equipo.



Colores de acolchado

## Sus pacientes estarán cómodos.


Su paciente se siente cómodo y por lo tanto se moverá menos. Para Usted significa poder trabajar de forma más eficaz y concentrarse plenamente en el tratamiento. Aquellos pacientes con un peso superior, también se sentirán cómodos en el sillón.

Igualmente confortable y relajada será su posición de trabajo: la altura flexiblemente ajustable del sillón del paciente entre 350 mm hasta 830 mm garantiza un trabajo ergonómico en cualquier posición de tratamiento.

El blando acolchado ofrece a sus pacientes un confort especial al recostarse.



El acolchado blando es ergonómico y cómodo para sus pacientes.



Con una mano puede ajustar con el botón giratorio el reposacabezas de 2 articulaciones.

Con una posición mínima de 350 mm y una posición máxima de 830 mm, el sillón del paciente permite un ajuste óptimo a todas las situaciones de tratamiento.



# Dése una alegría a Ud. y a su asistente.


## Sus manos tienen cosas más importantes que hacer.

Las ventajas del reóstato de pie multifuncional de KaVo: higiene segura y trabajo concentrado. Con un movimiento derecha-izquierda controlará de manera sencilla y ergonómica el reóstato de pie. De esa manera podrá trabajar de manera concentrada y tiene además las piernas en una posición sana y natural.

Puede controlar todas las funciones del sillón y de los instrumentos con el pie – mientras que sus manos trabajan de forma concentrada e higiénica en la boca del paciente.



Trabajar de manera ergonómica y relajada gracias a un movimiento derecha-izquierda.



El compacto cuerpo abatible del equipo permite que su asistente tenga un mejor acceso al paciente. Adicionalmente, la taza de la escupidera (opcional) abatible a aprox. 225° ofrece a sus pacientes una mayor comodidad.

## Su asistente tendrá todo bajo control y todo rápido y seguro al alcance de la mano.

Con un amplio sector de giro, el elemento del auxiliar del sistema KaVo ESTETICA E30 siempre estará al alcance y propocionará un trabajo confortable y sin interrupciones.

Gracias al compacto cuerpo del aparato abatible 60°, su auxiliar siempre tendrá un acceso óptimo y ergonómico al paciente.



El elemento del auxiliar – procesos sencillos y libres de fallos con funciones sencillas y botones directos.



# Completamente limpio ...

## Limpieza en todo momento.

La limpieza en profundidad y fiable de su KaVo ESTETICA E30 es muy sencilla. Los diversos componentes extraíbles, como la taza de la escupidera, los brazos basculantes y la alfombrilla de silicona le permiten una higiene mejor y más rápida. El sencillo cambio de filtros y las superficies fáciles de limpiar aseguran una eficacia y un ahorro de tiempo en la higiene.



## Altas exigencias a la higiene de su consultorio.

El sistema KaVo ESTETICA E30 cumple con los altos requisitos de la DVGW [Asociación Alemana]. Las funciones de desgerminación constante con botella de agua y KaVo OXYGENAL 6 proporcionan seguridad higiénica en el trabajo diario. La función manual de desgerminación intensiva adicional ofrece aun más seguridad en la higiene. La combinación de ambas funciones de desgerminación aseguran una reducción permanente de gérmenes.

## Por amor al medio ambiente – limpieza y desinfección eficaz con DEKASEPTOL.



El desinfectante biodegradable, DEKASEPTOL proporciona de manera eficaz y fiable la higiene diaria de los sistemas de aspiración.

### Funciones de higiene – sus ventajas a simple vista:

- Seguridad diaria sin pérdida de tiempo con funciones fiables de higiene para una desgerminación continua según las indicaciones de la DVGW
- Higiene fiable, aún tras prolongados períodos de inactividad gracias a la esterilización intensiva
- Piezas extraíbles para una higiene rápida y más completa



*Esterilización permanente y segura con botella de agua y KaVo OXYGENAL 6.*



*Bien embalado: higiene segura gracias a una desgerminación intensiva adicional.*



*Desinfección sin compromisos mediante componentes extraíbles, como, p. ej., malla de silicona, soporte de instrumentos y taza de la escupidera así como un cambio sencillo de filtros.*

# ...completamente protegido.

## Con stop de retrosucción contra contaminaciones cruzadas.

Para que el sistema KaVo ESTETICA E30 no pueda succionar agua contaminada durante el tratamiento, todos los motores e instrumentos odontológicos de KaVo cuentan con un stop de retrosucción inteligente. Este sistema protege de forma segura todo el suministro de agua y por lo tanto también a Usted, su equipo y a sus pacientes.

## Su inversión está bien protegida.

Con su alta calidad de componentes, el sistema KaVo ESTETICA E30 proporciona flexibilidad y funciones eficientes de servicio para una aplicación constantemente segura. Por supuesto, también se puede equipar el sistema KaVo ESTETICA E30 con un sistema central de gestión mediante la conexión a un servidor de red. En caso de algún fallo ahorre tiempo importante y disfrute de las ventajas de un mantenimiento preventivo.

## Made in Germany – algo en lo que definitivamente puede confiar.



Vaya a lo seguro y confíe con el sistema KaVo ESTETICA E30 en la calidad Made in Germany.

## Actual en todo momento

Gracias a su innovadora tecnología, el sistema KaVo ESTETICA E30 es una inversión que vale la pena – ahora y también en el futuro. Y para que el estado de su sistema KaVo ESTETICA E30 siempre esté actualizado, puede hacerlo de manera eficaz y económica mediante una actualización central de software para integrar novedades y ampliaciones futuras al sistema.




## Essential Line – eficacia y fiabilidad.



### ¡Hay que mantener la excelencia!

Nycole Starenka es muy exigente consigo mismo y con su equipamiento, y deseaba que la instalación de su propia consulta resultara lo más económica posible. Por eso, para el equipamiento de su consulta, se decidió por el sistema KaVo ESTETICA E30 en la línea de equipamiento Essential. Así fue posible para ella trabajar de manera eficaz y fiable ya desde el comienzo, ofreciéndoles a sus pacientes la máxima profesionalidad.



Con la línea de equipamiento Essential para su KaVo ESTETICA E30 usted pone en práctica una solución eficaz y profesional para su consulta.

#### 1. Lámpara de tratamiento MAIA LED

- Moderna tecnología LED para una percepción natural del color
- Posicionamiento fácil y flexible
- Intensidad luminosa hasta 35.000 lux, regulable en forma continua

#### 2. Lámpara de tratamiento EDI

- Probada tecnología halógena para una visibilidad fiable
- Campo luminoso uniforme
- Intensidad luminosa hasta 25.000 lux, regulable en forma continua

#### 3. Micromotor INTRA LUX KL 701

- Trabajo cómodo y rentable gracias al diseño compacto y a su peso reducido
- Motor de inducción de fácil mantenimiento y alta fiabilidad

#### 4. Scaler PIEZOsoft

- Tecnología innovadora de ultrasonido para unos resultados de tratamiento óptimos.
- Una limpieza dental de alta precisión mediante vibraciones lineales controladas
- 3 diferentes puntas seleccionables

#### 5. Lámpara de polimerización Poly One

- Moderna tecnología LED con una luminosidad de aprox. 800 mW/cm<sup>2</sup>
- Tiempo de iluminación ajustable

#### 6. Pieza de mano de tres funciones One

- Cánula extraíble y esterilizable



## Evolution Line – confort y tecnología innovadora



### ¡Aquí hay mucho más para usted!

El Dr. Juan Guilherme González se decidió por KaVo ESTETICA E30 con la línea de equipamiento Evolution para equipar su consulta. De ese modo puede ofrecer a sus pacientes un decisivo valor añadido: un tratamiento odontológico fiable y confortable, con un equipamiento técnico moderno y de alta calidad.



La línea de equipamiento Evolution para su KaVo ESTETICA E30 le brinda las condiciones óptimas de tratamiento y ofrece una gran flexibilidad también para el futuro.

#### 1. Lámpara de tratamiento KaVoLUX 540 LED

- Luz blanca natural de la mayor calidad, gracias al sistema óptico único con LED de diferentes colores, de hasta 40.000 lux
- Campo luminoso uniforme, exactamente delimitado y libre de sombras, con color de luz ajustable individualmente
- Considerable retraso en el endurecimiento del material de relleno con el innovador modo COMPOsave

#### 2. Micromotor INTRA LUX KL 703 LED

- Trabajo cómodo y sin fatiga gracias a su peso\* reducido en un 30 %
- Manejo óptimo gracias a un centro de gravedad perfectamente balanceado (diseño 25 % más compacto\*)
- Motor de inducción de fácil mantenimiento y tecnología LED para una prolongada vida útil
- Modo Endo integrado opcionalmente, para mejorar los procesos de trabajo

\* en comparación con el INTRA LUX KL 701

#### 3. Scaler PiezoLED

- Innovadora tecnología de ultrasonido para óptimos resultados de tratamiento
- Una limpieza dental de alta precisión mediante vibraciones lineales controladas
- Función de retroalimentación inteligente para salida de potencia controlada
- Moderna tecnología LED
- 4 curvas de potencia diferentes, especialmente para tratamientos de endodoncia
- Amplio surtido de puntas

#### 4. Lámpara de polimerización Satalec

- Moderna tecnología LED con una luminosidad de aprox. 1.300 mW/cm<sup>2</sup>
- 3 programas diferentes: Standard, Pulsmodus y Softstart

#### 5. Pieza de mano de tres funciones

- Cánula y funda de agarre extraíbles y esterilizables
- Un manejo óptimo



# Opciones para el sistema KaVo ESTETICA® E30.

	TM	S		TM	S
<b>Sillón de paciente</b>			<b>Elemento del auxiliar</b>		
Acolchado blando	●	●	Con elemento de mando Comfort	●	●
Posición de Trendelenburg	○	○	Aspiración de neblina de spray Venturi	○	○
<b>Respaldo</b>			Extractor de saliva Venturi	●	●
Progress	●	●	Aspiración de neblina de spray	●	● <sup>1</sup>
<b>Reposacabezas</b>			Extractor de saliva	●	● <sup>1</sup>
de 2 articulaciones con botón giratorio	●	●	Pieza de mano de tres funciones One	○	○
<b>Apoyabrazos</b>			Pieza de mano de tres funciones	○	○
Izquierdo	●	●	Lámpara de polimerización One	○	○
Derecho	○	○	Lámpara de polimerización Satalec	○	○
<b>Elemento del odontólogo</b>			Soporte para alojamiento de bandejas	○	○
1. Manguera de turbina	○	○	Elemento del auxiliar oscilante	●	●
1. Micromotor INTRA LUX KL 701	○	○	<b>Cuerpo del equipo</b>		
1. Micromotor INTRA LUX KL 703 LED	○	○	Taza de escupidera de porcelana	●	●
Pieza de mano de tres funciones One	●	●	VACUstopp	●	● <sup>2</sup>
Pieza de mano de tres funciones	○	○	Desinfección continua	●	● <sup>3</sup>
2. Manguera de turbina	○	○	Botella de esterilización intensiva, manual	●	●
2. Micromotor INTRA LUX KL 701	○	○	Taza de la escupidera orientable	○	○
2. Micromotor INTRA LUX KL 703 LED	○	○	Calentador de agua	○	○
SMARTdrive	●	●	Revestimiento de botella	●	●
Control del par de giro integrado (Endo)	○	○	<b>Sistema de alimentación</b>		
Scaler PIEZOsoft	○	○	Bloque de agua compacto	●	●
Scaler PiezoLED	○	○	Botella de agua DVGW	○	○
Negatoscopio pequeño	○	○	<b>Sistema de eliminación</b>		
Alojamiento para bandejas americanas	x	x	Aspiración seca Venturi	x	x
Alojamiento de una bandeja estándar	x	x	Aspiración húmeda con descarga directa	x	x
Alojamiento para dos bandejas estándar	x	x	Aspiración húmeda externa	x	x
			<b>Otros</b>		
			Inclinación a derecha/izquierda	○	○
			Actualización central del software	●	●
			Lámpara de tratamiento EDI	○	○
			Lámpara de tratamiento MAIA LED	○	○
			Lámpara de tratamiento KaVoLUX 540 LED	○	○
			Barra de montaje para lámparas	○	○
			Servicebox para paciente	○	○
			DEKASEPTOL Gel	○	○
			Paquete higiénico	○	○

● estándar    ○ opcional    x debe seleccionarse

1 En combinación con aspiraciones húmedas con desagüe directo y aspiración húmeda externa

2 En combinación con Venturi y aspiración húmeda externa

3 En combinación con botella de agua



KaVo. Dental Excellence.